

SOUNDCLIP-A



Gebruiksaanwijzing

bernafon[®]
Your hearing • Our passion

Inleiding

In dit boekje vindt u informatie over het gebruik en het onderhoud van uw nieuwe SoundClip-A. Lees dit boekje aandachtig door en vergeet daarbij het hoofdstuk Waarschuwingen niet. Dit zal u helpen het maximale uit uw nieuwe SoundClip-A te halen.

Als u na het lezen nog vragen hebt over het gebruik van uw SoundClip-A, kunt u contact opnemen met uw hoorzorgprofessional.

Beoogd gebruik

Beoogd gebruik:	SoundClip-A is bedoeld als draadloze ontvanger en zender van geluid tussen Bernafon draadloze hoortoestellen en de directe omgeving, waaronder spraak en draadloze elektronische audio-apparatuur. Daarnaast helpt SoundClip-A dragers van draadloze hoortoestellen om alle functies van hun hooroplossing te bedienen.
Indicaties voor gebruik:	Geen indicaties voor gebruik.
Beoogde gebruiker:	Volwassenen en kinderen ouder dan 36 maanden.
Gebruiksomgeving:	Binnenshuis / buitenshuis.
Contra-indicaties:	Gebruikers van actieve implantaten dienen op te letten bij gebruik van het apparaat. Lees voor meer informatie het hoofdstuk Waarschuwingen.
Klinische voordelen:	Bekijk de klinische voordelen van het hoortoestel.

Belangrijke opmerking


Zorg ervoor dat u bekend bent met de hele inhoud van dit boekje voordat u uw SoundClip-A in gebruik neemt. U treft hier aanwijzingen en belangrijke informatie aan over het gebruik en de bediening van uw SoundClip-A.

Inleiding

De SoundClip-A kan als een draadloze headset voor mobiele telefoons gebruikt worden en als externe microfoon.


1. Headset met mobiele telefoon

Geluid uit uw telefoon zal via de SoundClip-A (A) naar uw hoortoestellen gestreamd worden. Uw SoundClip-A pikt uw stem op en stuurt die naar de mobiele telefoon (B).



2. Externe microfoon

De stem van een spreker zal draadloos van de SoundClip-A naar uw hoortoestellen worden doorgegeven.





Inhoudsopgave

Overzicht – belangrijkste functies	10
Overzicht – signalering	12
Aan de slag	14
Dagelijks gebruik Aan/Uit	20
Dagelijks gebruik Opladen	21
Gebruik van de SoundClip-A met een mobiele telefoon	23
SoundClip-A verbinden met de telefoon	24
Gesprek aannemen	25
Zelf bellen	27
Geavanceerde opties met de headset	28
Muziek luisteren	29
De SoundClip-A als externe microfoon gebruiken	31
Geluid van de externe microfoon aan/uit zetten	33
Het niveau van de externe microfoon bijstellen	34
Geluid van de externe microfoon aan/uit zetten met uw hoortoestellen	35


De SoundClip-A als afstandsbediening voor hoortoestellen gebruiken	36
Andere opties en functies	37
De SoundClip-A schoonmaken	38
Waarschuwingen	39
Technische informatie	46
Internationale garantie	51

Overzicht – belangrijkste functies




Statusindicator

Stroomindicatie



Aansluiting voor opladen (Micro USB)



(Draai)clip voor bevestiging
van de SoundClip-A

Overzicht – signalering


Statusindicator	Modus
Knipperend geel	Zoekt naar hoortoestellen
Continu geel	Inactief. Hoortoestellen verbonden, niet verbonden met een telefoon.
Knipperend blauw	Zoekt naar een mobiele telefoon (koppelen)
Continu blauw	Verbonden met een mobiele telefoon
Continu groen	Gesprek wordt gevoerd
Knipperend groen	Inkomend gesprek
Continu oranje	Muziek aan het streamen
Continu magenta	Modus: externe microfoon
Knipperend magenta	Externe microfoon wordt weer verbonden

Stroomindicator	Modus
Continu rood	Batterij bijna leeg
Continu groen	Aan – niet aan het opladen
Knipperend groen	Aan – wordt opgeladen
Vervagend groen	Aan – opladen gereed
Knipperend oranje	Uit – aan het opladen
Continu oranje	Uit – opladen gereed
Geen lampje	Stroom uit

Aan de slag


Voordat u de SoundClip-A samen met uw hoortoestellen kunt gebruiken, moeten beide hoortoestellen met de SoundClip-A gekoppeld worden. Als de SoundClip-A met een mobiele telefoon gebruikt wordt, dient ook de telefoon met de SoundClip-A gekoppeld te worden.

A. Koppelen van hoortoestellen en SoundClip-A



Zie pagina 16 voor gedetailleerde instructies over het koppelen van een SoundClip-A met uw hoortoestellen

B. Koppelen van SoundClip-A en mobiele telefoon




Zie pagina 18 voor gedetailleerde instructies over het koppelen van een SoundClip-A met uw mobiele telefoon


A. Hoortoestellen koppelen met de SoundClip-A

1. Verbinding met hoortoestel(len) tot stand gebracht

Houd de multi-toets ongeveer 6 sec ingedrukt tot de Aan/Uit indicatie **UIT** staat.




2. Zet beide hoortoestellen **UIT** (open de batterijlade)




3. Zet beide hoortoestellen **AAN** (sluit batterijlade)

De hoortoestellen zijn nu gereed voor het leggen van de eerste verbinding met de SoundClip-A. U heeft nu 3 min om het koppelen af te ronden.



4. Zet de SoundClip-A **AAN**

Houd de multi-toets ongeveer 3 sec ingedrukt tot de Aan/Uit indicatie op **CONTINU GROEN** staat.




5. SoundClip-A gaat nu uw hoortoestellen zoeken

Statusindicator gaat
GEEL KNIPPEREN.



6. Plaats de SoundClip-A en beide hoortoestellen vlakbij elkaar

(max. afstand 20 cm)



7. Verbinding met hoor- toestel(len) tot stand gebracht

wordt aangegeven door status-
indicator **CONTINU GEEL**.




B. Mobiele telefoon koppelen met de SoundClip-A

1. Zet de SoundClip-A in de koppelmodus

Houd de multi-toets EN de toets 'Volume omhoog' ongeveer 6 sec ingedrukt (A) tot de statusindicator **BLAUW KNIPPERT**.

2. De SoundClip-A zal nu ongeveer 3 min in de koppelmodus staan




3. Zet de koppelmogelijkheid in uw mobiele telefoon aan

Zet Bluetooth® aan. Zoek en verbind/koppel met de SoundClip-A.

Dit is meestal te vinden onder Instellingen
→ Bluetooth® in uw telefoon.

4. Pincode invoeren

Als uw telefoon om een pincode vraagt, voer dan 0000 in (vier nullen).




5. Koppeling voltooid

Als de koppeling met de mobiele telefoon voltooid is, wordt dit door de status-indicator aangegeven met **CONTINU BLAUW**.




Dagelijks gebruik Aan/Uit



Aan


Houd de multi-toets ongeveer 3 sec ingedrukt tot de Aan/Uit indicatie op **CONTINU GROEN** staat.



UIT


Houd de multi-toets ongeveer 6 sec ingedrukt tot de Aan/Uit indicatie **UIT** staat.

Dagelijks gebruik Opladen




• **Batterij bijna leeg**

Als er nog ongeveer 30 min streamingtijd over is, geeft de Aan/Uit indicatie dit aan met **ROOD**.



• **Opladen**

Sluit de bijgeleverde oplader via de micro USB-connector aan op de onderzijde van de Sound-Clip-A. De Aan/Uit indicatie staat nu op **KNIPPEREND GROEN** of **ORANJE**.



Stroomindicator	Modus
Knippert groen	Ingeschakeld - laadt op
Vervagend groen	Ingeschakeld - opladen voltooid
Knippert oranje	Uitgeschakeld - laadt op
Brandt oranje	Uitgeschakeld - opladen voltooid

Belangrijke opmerking



Tijdens het opladen moet het oplaadlampje branden zoals beschreven in dit boekje. Als het oplaadlampje niet brandt zoals beschreven, koppelt u het toestel los van de oplader en raadpleegt u uw hoorzorgprofessional.

Belangrijke opmerking

Gebruik bij het opladen van de Sound-Clip-A de meegeleverde originele 5,0V/1A voeding, met CE- en veiligheidsmarkering.




Gebruik van de SoundClip-A met een mobiele telefoon



Belangrijke opmerking

Voor een optimale werking dient de SoundClip-A gedragen te worden zoals aangegeven. Het is belangrijk dat de microfoon van de SoundClip-A naar uw mond gericht staat (A) en dat de SoundClip-A niet bedekt wordt door kleding e.d. De maximale afstand tussen de SoundClip-A en de mobiele telefoon mag 10 meter zijn.

SoundClip-A verbinden met de telefoon



• **Selecteer modus 'telefoneren'.**


Houd de multi-toets ongeveer 3 sec ingedrukt om de modus te wijzigen. De moduswijziging wordt bevestigd door een hoorbare indicatie in uw hoortoestellen. De statusindicator staat op **CONTINU BLAUW**.



Statusindicator	Modus
Brandt geel	Inactief. Hoortoestellen verbonden, niet verbonden met een telefoon
Brandt blauw	Verbonden met mobiele telefoon
Brandt magenta	Externe-microfoonmodus

Gesprek aannemen


Telefoon verbonden



Als de SoundClip-A aan staat en binnen het bereik van uw mobiele telefoon is, zal hij automatisch verbinden met de mobiele telefoon.

De statusindicator staat op **CONTINU BLAUW**.

Telefoon gaat over



Als de telefoon overgaat, hoort u de oproep-indicator (en indien beschikbaar, de ringtone van uw telefoon) in uw hoortoestellen.



De statusindicator zal **GROEN KNIPPEREN**.



- **Gesprek aannemen**

Druk kort op de multi-toets (A) – of neem het gesprek via uw telefoon aan.

Als het gesprek is aangenomen zal de statusindicator op **CONTINU GROEN** gaan staan.




- **Gesprek beëindigen**

Druk kort op de multi-toets (A) – of beëindig het gesprek via uw mobiele telefoon.

Statusindicator is **CONTINU BLAUW**.

Zelf bellen

Zelf bellen hoeft u alleen maar via uw mobiele telefoon te doen. Het gesprek zal automatisch doorverbonden worden met de SoundClip-A.



Als het gesprek eenmaal tot stand is gekomen, zal de statusindicator op **CONTINU GROEN** gaan staan.

Geavanceerde opties met de headset

Bellen/bedienen via de stem

Als u met een mobiele telefoon verbonden bent, drukt u de multi-toets snel tweemaal in om bellen met de stem te activeren, voor zover dit door de telefoon ondersteund wordt.

Gesprek niet aannemen

Als u de 'volume omlaag' toets ingedrukt houdt terwijl de telefoon overgaat, drukt u het gesprek weg.

Hoortoestelmicrofoons op 'mute' zetten

Houd de toets 'volume omlaag' ongeveer 3 sec ingedrukt om de hoortoestelmicrofoons op 'mute' te zetten.

Om ze weer actief te maken drukt u kort op een van de toetsen 'volume omhoog' of 'volume omlaag'.


Muziek luisteren

Draadloze audio (A2DP)

Bent u via Bluetooth® verbonden met een mobiele telefoon of ander apparaat , dan wordt de muziek van de telefoon of het apparaat automatisch afgespeeld in uw hoortoestellen.

Statusindicator is **CONTINU ORANJE**.


U hoeft helemaal niets op de SoundClip-A zelf te bedienen.



Statusindicator	Modus
Brandt oranje	Muziek streamen

Volume wijzigen

Terwijl u naar muziek luistert, kunt u het niveau van het gestreamde signaal bijstellen met behulp van de toetsen 'volume omhoog/omlaag'.




Geluid uit de telefoon afzetten

Door kort op de multi-toets te drukken, zal het geluid uit gaan. Gebruik de telefoonbediening om het geluid te starten.

De SoundClip-A als externe microfoon gebruiken

Externe microfoon


In deze modus wordt de spraak van degene die de SoundClip-A draagt direct naar uw hoortoestellen gestreamd.



Belangrijke opmerking

Zorg ervoor dat de microfoon naar de mond van de spreker gericht staat en niet door kleding e.d. bedekt wordt.

Microfoonmodus selecteren



- **Selecteer microfoonmodus**

Houd de multi-toets ongeveer 3 sec ingedrukt om de modus te wijzigen.


De moduswijziging wordt bevestigd door een hoorbare indicatie in uw hoortoestellen.



Statusindicator is
CONTINU MAGENTA.

Statusindicator	Modus
Brandt geel	Inactief. Hoortoestellen verbonden, niet verbonden met een telefoon
Brandt blauw	Verbonden met mobiele telefoon
Brandt magenta	Externe-microfoonmodus

Geluid van de externe microfoon aan/uit zetten



- **Zet geluid van de microfoon uit**


Houd de multi-toets (A) ongeveer 3 sec ingedrukt om het signaal vanuit de microfoon naar de hoortoestellen uit te zetten en de hoortoestellen weer op hun normale programma te zetten.

De statusindicator zal op **CONTINU GEEL** of **CONTINU BLAUW** gaan staan.

Het niveau van de externe microfoon bijstellen

Volume omhoog of volume omlaag

Het gestreamde signaal kan worden bijgesteld met behulp van de toetsen 'volume omhoog/omlaag'.



Hoortoestelmicrofoons op 'mute' zetten (alleen geluid van de externe microfoon)


Houd de toets 'volume omlaag' ongeveer 3 sec ingedrukt om de hoortoestelmicrofoons op 'mute' te zetten.

Om ze weer actief te maken drukt u kort op een van de toetsen 'volume omhoog' of 'volume omlaag'.

Geluid van de externe microfoon aan/uit zetten met uw hoortoestellen

P1 → P2 → TV → Microfoon

De hoortoesteltoets eenmaal indrukken zorgt ervoor dat het hoortoestel op het volgende programma gaat staan.



Als u bij het programma 'externe microfoon' bent aangekomen hoort u de bijbehorende indicatie.

Om het geluid van de externe microfoon uit te zetten, gaat u eenvoudigweg terug naar het gewenste hoortoestelprogramma.

Belangrijke opmerking


Raadpleeg de Gebruiksaanwijzing van uw hoortoestellen voor details over de functionaliteit van uw specifieke hooroplossing.

De SoundClip-A als afstandsbediening voor hoortoestellen gebruiken



Wanneer de SoundClip-A geen geluid streamt, kan hij fungeren als afstandsbediening voor uw hoortoestellen.

- **Volume omhoog**
 - Kort indrukken
- **Volume omlaag**
 - Kort indrukken



- **Volgend programma**
 - Houd 3 sec ingedrukt voor volgend programma
- **Hoortoestelmicrofoons op 'mute' zetten – lang indrukken**
 - 'Volume omhoog/omlaag' kort indrukken om van 'mute' af te halen

Belangrijke opmerking

Maximale afstand tussen de SoundClip-A en de hoortoestellen is 2 meter.

Andere opties en functies

Een verbinding per keer

Wanneer de SoundClip-A met verschillende apparaten gekoppeld is (maximaal acht) zal hij alleen verbinden met de eerste telefoon die beschikbaar/binnen bereik is.

Geen gesprekken bij gebruik als microfoon

Als de SoundClip-A als externe microfoon wordt gebruikt, zal er geen verbinding met de mobiele telefoon plaatsvinden.

Timeout (buiten bereik) in de microfoonmodus

Wanneer de SoundClip-A buiten bereik van de hoortoestellen is, zullen deze na 90 sec terugkeren naar hun oorspronkelijke programma.

Bluetooth® koppelingen verwijderen

Houd de multi-toets en de 'volume omhoog/omlaag'-toetsen 10 sec lang ingedrukt om alle Bluetooth® koppelingen te verwijderen.

Wanneer het verwijderen voltooid is, wordt dat door de statusindicator aangegeven met **KNIPPEREND ROOD**.

De SoundClip-A schoonmaken

Gebruik een zachte en droge doek om de SoundClip-A schoon te maken.

Belangrijke opmerking

De SoundClip-A mag nooit ondergedompeld worden in water of andere vloeistoffen.

Waarschuwingen

Voor uw persoonlijke veiligheid en voor een correct gebruik dient u zich volledig vertrouwd te maken met de volgende algemene waarschuwingen voordat u uw SoundClip-A gebruikt. Neem contact op met uw hoorzorgprofessional als u tijdens het gebruik of vanwege het gebruik van uw SoundClip-A onverwachte handelingen of ernstige incidenten ervaart. Uw hoorzorgprofessional zal u ondersteunen bij het oplossen van het probleem en, indien nodig, melding doen bij de fabrikant en/of de nationale autoriteiten.

Gevaar van stikken en het inslikken van kleine onderdelen

Uw SoundClip-A en kleine onderdelen daarvan dienen buiten bereik van kinderen te blijven en van een ieder die ze zou kunnen inslikken of zich op andere wijze letsel zou kunnen toebrengen. Waarschuw onmiddellijk een arts als een klein onderdeel is ingeslikt.

Explosieven

De SoundClip-A is onder normale gebruiksomstandigheden veilig te gebruiken. De SoundClip-A is niet getest op naleving van de internationale eisen met betrekking tot explosieve omgevingen.

Gebruik uw SoundClip-A daarom niet in omgevingen met een explosiegevaar, bijv. mijnen, zuurstofrijke omgevingen of in de nabijheid van ontvlambare anesthetica.

Röntgenfoto's, CT-, MRI- en PET-scans, elektrotherapie en operaties

Verwijder uw SoundClip-A vóór het maken van een röntgenfoto, bij CT-, MRI-, en PET-scans, elektrotherapie of een operatie. De SoundClip-A kan beschadigd raken bij blootstelling aan sterke magnetische velden.

Hitte en chemicaliën

Stel uw SoundClip-A nooit bloot aan extreme hitte, bijvoorbeeld door hem te laten liggen in een in de zon geparkeerde auto. De SoundClip-A mag niet worden gedroogd in een magnetron of oven. De chemicaliën in cosmetica, hairspray, parfum, aftershave lotion, zonnebrandlotion en insectenwerende sprays kunnen de SoundClip-A beschadigen. Als u dergelijke producten gaat gebruiken, dient u de SoundClip-A veilig weg te leggen. Pas als de aangebrachte producten zijn opgedroogd, kunt u het apparaat weer gebruiken.

Waarschuwingen

Storing

De SoundClip-A is grondig getest op storing, volgens de strengste internationale normen. Er kan echter onvoorziene storing optreden tussen de SoundClip-A en andere apparaten (bijvoorbeeld sommige mobiele telefoons, zendapparatuur, alarmsystemen in winkels en andere draadloze apparaten). Probeer in dat geval de afstand tussen de SoundClip-A en de storende apparatuur te vergroten.

Gebruik in verkeer

Het gebruik van de SoundClip-A kan u afleiden. Let op uw omgeving wanneer u de SoundClip-A in gebruik hebt. Let op ter plaatse geldende verkeersregels betreffende het gebruik van communicatie-apparatuur in het verkeer.

Gebruik in vliegtuigen

Uw SoundClip-A heeft Bluetooth®. De SoundClip-A mag niet aan boord worden gebruikt, tenzij hiervoor uitdrukkelijk toestemming is gegeven door het cabinepersoneel.

Actieve implantaten

De SoundClip-A is grondig getest en gekenmerkt voor menselijke gezondheid overeenkomstig internationale standaarden voor menselijke blootstelling (Specific Absorption Ratio – SAR), inductieve elektromagnetische kracht en voltages in het menselijk lichaam.

De blootstellingswaarden liggen ruim onder de internationaal geaccepteerde veiligheidsgrenzen voor SAR, inductieve elektromagnetische kracht en voltages in het menselijk lichaam zoals gedefinieerd in de standaarden voor menselijke gezondheid en het samengaan met actieve medische implantaten zoals pacemakers en defibrillators.

Oplaadbare batterij

Probeer niet om de SoundClip-A te openen omdat u daarmee de batterij kunt beschadigen.

Probeer nooit zelf de batterij te vervangen. Wanneer de batterij aan vervanging toe is, lever uw apparaat dan in bij uw leverancier. De servicegarantie vervalt wanneer er tekenen zijn dat u zelf met het apparaat aan de slag bent gegaan.

Waarschuwingen

De veiligheid van het opladen van batterijen met een USB-connector is afhankelijk van de externe signaalbron. Als de SoundClip-A aangesloten is op externe apparatuur en deze vervolgens op een stopcontact, dan moet deze apparatuur voldoen aan IEC-62368-1 of gelijkwaardige veiligheidsnormen.

Aansluiting op externe apparatuur

De veiligheid van het gebruik van de SoundClip-A wanneer deze is verbonden met externe apparatuur (via een kabel voor randapparatuur, via een USB-kabel of direct) wordt bepaald door die externe apparatuur. Bij een verbinding met externe apparatuur die aan een wandcontactdoos zit, dient deze apparatuur te voldoen aan IEC-62368-1 of vergelijkbare veiligheidsstandaarden.

Onbevoegd gebruik

In verband met uw persoonlijke veiligheid en om zeker te zijn van een correct gebruik, dient uw SoundClip-A buiten bereik van kinderen te blijven of ieder ander die de bediening ervan over zou kunnen nemen.

Gebruik van het draagkoord

Het draagkoord is zo geconstrueerd dat het automatisch zal breken wanneer het tijdens het dragen per ongeluk ergens achter blijft haken. Probeer daarom nooit om het draagkoord op onbevoegde wijze in te korten of anderszins aan te passen. Het draagkoord mag niet gebruikt worden door kinderen jonger dan 36 maanden.

Mogelijke bijwerkingen

De doorgaans niet-allergene materialen in uw SoundClip-A kunnen in zeldzame gevallen huidirritatie of andere bijwerkingen veroorzaken. Raadpleeg een arts als deze bijwerkingen optreden.

Incompatibele niet-meegeleverde accessoires

Gebruik alleen accessoires, transducers of kabels die door de fabrikant worden geleverd. Incompatibele accessoires kunnen leiden tot verminderde elektromagnetische compatibiliteit (EMC) van uw toestel.

Opladen

Laad de SoundClip-A om de 6 maanden op om mogelijke schade aan de batterij tijdens het opbergen te voorkomen.

Compatibiliteit met mobiele telefoons

Op www.bernafon.com/products/accessories vindt u een lijst met mobiele telefoons die door Bernafon uitgebreid zijn getest en waarvan is vastgesteld dat ze op het moment van testen voldeden aan de minimum eisen voor compatibiliteit. Bernafon kan er echter geen verantwoordelijkheid voor nemen dat in het algemeen sprake is van dergelijke compatibiliteit. Heel specifiek kan Bernafon niet verantwoordelijk worden gesteld voor incompatibiliteit die het gevolg is van toekomstige updates van de mobiele telefoons, noch voor gevallen van incompatibiliteit waarvoor niet getest is of die niet uit de testresultaten zijn gebleken. Bernafon neemt geen financiële verantwoordelijkheid in de vorm van vergoedingen voor mobiele telefoons die niet naar verwachting functioneren. Voordat u een nieuwe mobiele telefoon aanschaft, adviseren wij u bovengenoemde lijst te raadplegen.

Technische informatie

Naam van het model	AC1A
GTIN	05714464006786
Gebruiksomstandigheden	
FCC/IC	FCC ID: 2ACAHAC01 IC: 11936A-AC01
Compatibiliteit	Bernafon 2,4 GHz draadloze hoortoestellen
Afmetingen	53 x 27 x 18 mm; gewicht 27 g
Gebruiksomstandigheden	Temperatuur: +5°C tot +40°C Vochtigheid: 15% tot 93%, relatieve luchtvochtigheid, niet-condenserend Atmosferische druk: 700 hPa tot 1060 hPa
Opslag- en transportomstandigheden	De temperatuur en luchtvochtigheid mogen niet voor een langere periode boven onderstaande limieten uitkomen tijdens transport en opslag: Temperatuur: -20 °C tot +60 °C Vochtigheid: 15% to 93%, relatieve luchtvochtigheid, niet-condenserend Atmosferische druk: 700 hPa tot 1060 hPa

Systeemeigen-schappen	Headset voor mobiele telefoon (handsfree/headset profile) en stereo muziek (A2DP) Externe/partner microfoon
Afstandsbe-diening van hoortoestel	Volume, programmakeuze en demping van microfoons in hoortoestellen
Batterij ¹	Normaal dagelijks gebruik 16 uur: 2 uur audiostreaming + 2 uur telefoon + 12 uur stand-by 36 uur stand-by (ingeschakeld, geen streaming) Oplaaftijd: 2 uur Totale levensduur batterij: 80% resterende capaciteit na 720 laad-/herlaadcycli
Geluidskwaliteit ²	Stereo/20 kHz samplefreq.
Audioband-breedte ²	80 Hz – 10 kHz
Koppelingsge-gevens	Maximaal 8 gekoppelde Bluetooth®-apparaten
Bluetooth®-compatibiliteit	Versie 4.2 + EDR
Ondersteuning voor Bluetooth® Profile	Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) 1.3 Headset Profile (HSP) 1.2 Hands-Free Profile (HFP) 1.6 inclusief ondersteuning voor breedband-spraak
Draadloos bereik ³	10 meter met Bluetooth® Klasse 2-apparaten (bijv. mobiele telefoons) tot 20 meter tussen SoundClip-A en hoortoestellen

Streaming-frequentie	2,4 GHz (Bluetooth® band)
Max. emissies	17 dBm e.i.r.p. in overeenstemming met alle relevante normen
Statusindicaties	LED's op de SoundClip-A. Akoestische signalen in hoortoestellen
Oasis ^{next} 2017.2 (of hoger)	Aanpassing van streamingprogramma's

¹ Met de meegeleverde oplader

² Werkelijke audioprestaties afhankelijk van de hoortoestellen van de klant

³ Vrij zicht tussen de SoundClip-A en andere apparaten. Andere apparaten die in de 2,4 GHz-band werken, kunnen het bereik verstoren en verkleinen.

De SoundClip-A heeft een radiozendentvanger die gebruik maakt van Bluetooth, Bluetooth Low Energy (BLE) alsmede gepatenteerde radiotechnologie met kort bereik, die beide werken op 2,4 GHz ISM-band. De GHz radiozenders zijn zwak en altijd lager dan 50mW, gelijk aan 17 dBm totaal afgegeven vermogen. De SoundClip-A voldoet aan de internationale normen betreffende radiozenders, elektromagnetische compatibiliteit en menselijke blootstelling.

In verband met de beperkte ruimte op de SoundClip-A zijn alle relevante goedkeuringen opgenomen in dit document.

VS en Canada

Dit apparaat bevat een radiomodule met de volgende certificerings-ID-nummers:

FCC ID: 2ACAHAC01

IC: 11936A-AC01

Het apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels en de RSS-normen voor licentievrijstelling van de Canadese Industrie. Gebruik is toegestaan onder de volgende twee voorwaarden:

1. dit toestel mag geen schadelijke storing veroorzaken;
2. en dit toestel moet alle ontvangen storing accepteren, inclusief storing die een ongewenste werking kan veroorzaken.

Veranderingen of modificaties die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor naleving, kunnen het recht doen vervallen om dit toestel te gebruiken.

Internationale garantie

Uw SoundClip-A valt onder een internationale beperkte garantie die door de fabrikant is afgegeven voor de eerste twaalf maanden. Deze beperkte garantie dekt fabricage- en materiaal-fouten van het apparaat zelf, maar geldt niet voor accessoires zoals bijv. batterijen, kabels, netadapters, enz. Problemen die voortvloeien uit onjuist gebruik of onjuiste verzorging, misbruik, ongelukken, reparatie door ongeautoriseerde personen, blootstelling aan corrosie veroorzakende omstandigheden, schade veroorzaakt door vreemde voorwerpen in het apparaat of onjuiste aanpassingen vallen NIET onder de beperkte garantie en kunnen de garantie ongeldig maken. De bovenstaande garantie heeft geen invloed op de juridische rechten die u kunt hebben onder de geldende nationale wetgeving betreffende de verkoop van consumentengoederen. Uw hoorzorgprofessional kan een garantie hebben afgegeven die verder gaat dan de bepalingen van deze beperkte garantie. Raadpleeg uw hoorzorgprofessional voor meer informatie.

Als u service of onderhoud nodig heeft

Breng uw SoundClip-A naar uw hoorzorg-professional, die mogelijk kleine problemen direct kan verhelpen en aanpassingen kan verrichten.

Datum: _____ Model: _____

Garantieperiode: _____

Serienr.: _____

Hoorzorgprofessional

De fabrikant verklaart hierbij dat deze SoundClip-A voldoet aan de essentiële eisen en bepalingen van Richtlijn 2014/53/EU. Dit medische hulpmiddel voldoet aan Verordening (EU) 2017/745 inzake medische hulpmiddelen. De verklaring van conformiteit is verkrijgbaar bij de fabrikant.



Fabrikant:

SBO Hearing A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
Denemarken
www.sbohearing.com



Af te danken elektronische apparatuur dient te worden verwijderd overeenkomstig de plaatselijk geldende wetgeving.



Beschrijving van symbolen die in deze gids of op de verpakking gebruikt worden

	<p>Waarschuwingen Tekst die gemarkeerd wordt met een markerings­symbool moet voor ingebruikname van dit product gelezen worden.</p>
	<p>Fabrikant Het apparaat is geproduceerd door de fabrikant wiens naam en adres naast het symbool staan vermeld. Geeft de fabrikant van medische hulpmiddelen aan zoals gedefinieerd in EU-Verordening 2017/745 en 2017/746.</p>
	<p>CE-markering Het apparaat voldoet aan alle vereiste EU-verordeningen en -richtlijnen.</p>
	<p>Elektronisch afval (WEEE) Recycle uw hoortoestellen, accessoires of batterijen volgens lokale wetgeving of lever ze als afval in bij uw hoorzorgprofessional. Elektronische apparatuur valt onder voorschrift 2012/19/EU betreffende afval en elektronische apparatuur (waste and electrical equipment, WEEE).</p>
	<p>Regulatory Compliance Mark (RCM) Het apparaat voldoet aan de voorschriften betreffende elektrische veiligheid, elektromagnetische compatibiliteit en radiospectrum voor apparaten bestemd voor de Australische of Nieuw-Zeelandse markt.</p>
	<p>Dubbele isolatie Geeft aan dat de spanningstoevoer van het product dubbel is geïsoleerd. Dit betekent een zeer laag risico van enkelvoudige storingen, d.w.z. er kunnen geen enkelvoudige storingen optreden.</p>
	<p>Gebruik binnenshuis Alleen voor gebruik binnenshuis.</p>

	<p>Symbol voor batterijrecycling Recyclingsymbool voor Li-ion batterijen.</p>
	<p>IMDA-label Singapore Geeft aan dat het toestel voldoet aan de normen en specificaties gepubliceerd door Info-Communications Media Development Authority (IMDA) en compatibel is met de publieke telecommunicatienetwerken in Singapore en geen radiofrequente storing veroorzaakt aan andere geautoriseerde radiocommunicatienetwerken.</p>
	<p>Zuid-Afrikaans ICASA-label Geeft aan dat het product een licentie heeft voor verkoop in Zuid-Afrika.</p>
	<p>Japans TELEC-symbool Geeft de markering aan voor gecertificeerde radioapparatuur.</p>
	<p>Brazil ANATEL label Geeft aan dat het toestel geclassificeerd en goedgekeurd is in Brazilië.</p>
	<p>Medisch hulpmiddel Het apparaat is een medisch hulpmiddel.</p>
	<p>Droog bewaren Geeft aan dat het een medisch toestel betreft dat vrij van vocht moet blijven.</p>

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center; width: 60px; margin: auto;">REF</div>	<p>Catalogusnummer Geeft het catalogusnummer van de producent aan zodat het medisch toestel geïdentificeerd kan worden.</p>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center; width: 60px; margin: auto;">SN</div>	<p>Serienummer Geeft het serienummer van de producent aan zodat een specifiek medisch toestel geïdentificeerd kan worden.</p>
<p>Geclassificeerde input: 5,0 V  0,4 A</p>	<p>Spanning stroomtoevoer Geeft de snelheid aan waarmee het vermogen wordt verzonden van het stopcontact naar uw elektrische apparaat.</p>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center; width: 60px; margin: auto;">UDI</div>	<p>Unieke apparaat-ID Geeft een provider aan die unieke apparaat-ID-informatie bevat.</p>

8,15 mm

Plaats voor
FSC-logo

^
19 mm
v

< 15 mm >

9,0 mm

Hoofdkantoor

Bernafon AG

Morgenstrasse 131
3018 Bern
Switzerland
www.bernafon.com



0000213964000001

bernafon 
Your hearing • Our passion