

Kullanım kılavuzu

I Alpha XT miniBTE T miniBTE T R



Made for

iPhone | iPad | iPod

Works with

android 

bernafon 
Your hearing · Our passion

Modele genel bakış

Bu kitapçık, aşağıdaki işitme cihazı modelleri için geçerlidir:

- MNB T R
- MNB T

FW 1.1

- | | |
|--|---------------------------|
| <input type="checkbox"/> Bernafon Alpha XT 9 MNB T R | GTIN: (01) 05714464122912 |
| <input type="checkbox"/> Bernafon Alpha XT 7 MNB T R | GTIN: (01) 05714464122929 |
| <input type="checkbox"/> Bernafon Alpha XT 5 MNB T R | GTIN: (01) 05714464122936 |
|
 | |
| <input type="checkbox"/> Bernafon Alpha XT 9 MNB T | GTIN: (01) 05714464122912 |
| <input type="checkbox"/> Bernafon Alpha XT 7 MNB T | GTIN: (01) 05714464122929 |
| <input type="checkbox"/> Bernafon Alpha XT 5 MNB T | GTIN: (01) 05714464122936 |

FW 1.0

- Bernafon Alpha XT 9 MNB T R
- Bernafon Alpha XT 7 MNB T R
- Bernafon Alpha XT 5 MNB T R

GTIN: (01) 05714464097364

GTIN: (01) 05714464097371

GTIN: (01) 05714464097388

- Bernafon Alpha XT 9 MNB T
- Bernafon Alpha XT 7 MNB T
- Bernafon Alpha XT 5 MNB T

GTIN: (01) 05714464097364

GTIN: (01) 05714464097371

GTIN: (01) 05714464097388

Bu kitapçığa giriş

Bu kitapçık, yeni işitme cihazlarınızın kullanımı ve bakımı konusunda size rehberlik eder. **Uyarılar** bölümünü de dahil ederek, bu kitapçığı dikkatlice okuduğunuzdan emin olun. Bu, işitme cihazlarınızdan en iyi şekilde yararlanmanıza yardımcı olacaktır.



Uyarılar

Uyarı simgesi ile işaretlenen metin, cihaz kullanılmadan önce mutlaka okunmalıdır.

İşitme uzmanınız, işitme cihazlarınızı, ihtiyaçlarınızı karşılayacak şekilde ayarladı. Başka sorularınız varsa, işitme uzmanınızla iletişime geçin.

İşitme uzmanı* (işitme cihazı uzmanı, odyolog, KBB (kulak burun boğaz) doktoru ve işitme cihazı dağıtıcısı), işitme duyusunun profesyonel olarak değerlendirilmesinde, işitme cihazlarının seçilmesinde, uygulanmasında ve dağıtılmasında ve işitme kaybı olan kişilerin rehabilitasyonu konusunda yetkinliği kanıtlanmış ve bu konularda eğitim almış kişidir. İşitme uzmanının eğitimi, ulusal veya bölgesel düzenlemeler uyarınca gerçekleştirilir.

*Meslek unvanı ülkeden ülkeye değişebilir.

Kullanım amacı

Kullanım amacı	İşitme cihazı, sesi yükseltmek ve kulağa iletmek için tasarlanmıştır.
Kullanım endikasyonları	Bireysel frekans yapılandırması ile, çok hafif'ten (16 dB HL*) ileri derecede (75 dB HL*) işitme kaybına kadar olan sensörinöral, iletim tipi veya karışık tipte çift veya tek taraflı işitme bozuklukları.
Hedef kullanıcı	İşitme cihazı kullanan işitme kayıplı kişi ve bu kişilerle ilgilenen kişiler. İşitme cihazının ayarlanmasından sorumlu olan işitme uzmanı.
Hedef kullanıcı grubu	Yetişkinler ve 36 aydan büyük çocuklar.
Kullanım ortamı	Kapalı ve açık ortamlar
Kontraendikasyonlar	36 aydan küçük bebekler için uygun değildir. Aktif implant kullanıcıları, işitme cihazı kullanırken özel bir özen göstermelidir. Daha fazla bilgi için Uyarılar bölümünü okuyun.
Klinik yararlar	İşitme cihazı, yaşam kalitesini iyileştirmek amacıyla, daha iyi konuşma anlayışı sağlayarak, iletişimi kolaylaştırmak için tasarlanmıştır.

*Amerikan Konuşma-Dil-İşitme Derneği, asha.org, tarafından belirtildiği gibi, 0,5, 1 ve 2 kHz saf ses ortalaması kullanılır

ÖNEMLİ UYARI

Bu işitme cihazının ses artırımı, işitme cihazı uygulaması sırasında İşitme Uzmanınız tarafından sizin kişisel işitme kapasitenize göre özel olarak ayarlanmış ve iyileştirilmiştir.

İçindekiler tablosu

Hakkında

İşitme cihazınız ve kulaklığınız	10
----------------------------------	----

Başlarken

Şarj süresi	14
Pil performansı	15
Sol ve sağ işitme cihazlarını tanımlayın	16
İşitme cihazlarını AÇ/KAPAT	18
Pil zayıf bildirimi	22
Tek kullanımlık pili değiştirin (boyut 312)	24

Günlük Kullanım

kulak boynuzu'lu işitme cihazını takın	26
İnce hortumlu işitme cihazını takın	27
Temizlemek	28
İşitme cihazını temizleyin	29
İnce hortumu temizleyin	30
Kişisel kulaklığı temizleyin	31
Standart kulaklığı değiştirin	34

Devamı arka sayfada

İçindekiler tablosu

ProWax filtresini deęiřtirin	36
Ses seviyesini deęiřtirin	37
Programı deęiřtirin	38
İřitme cihazlarınızı saklayın	39
Seenekler	
Uak modu	40
İřitme cihazlarınızı sessiz ve sesli duruma alın	42
İřitme cihazlarınızı iPhone®, iPad® ve iPod® ile kullanın	44
İřitme cihazlarınızı Android™ cihazlar ile kullanın	45
Eřleřtirme ve uyumluluk	46
aęrı ynetimi	47
Kablosuz aksesuarlar ve dięer seenekler	48
Tinnitus	
Tinnitus SoundSupport™ (opsiyonel)	50
Tinnitus SoundSupport kullanıcıları iin ynergeler	51
Ses seenekleri ve ses seviyesi ayarı	52
Kullanım sresi sınırlaması	54
Tinnitus'la ilgili uyarılar	57

Uyarılar

Genel uyarılar	58
----------------	----


Daha fazla bilgi

Sorun Gidermek	64
Ürün Bilgisini Bulun	68
Su ve toza karşı dayanıklılık (IP68)	70
Kullanım koşulları	71
Teknik bilgiler	73
Garanti	79
Kişisel işitme cihazı ayarlarınız	80
Ses ve LED ışık göstergeleri	83


İşitme cihazınız ve kulaklığınız

İşitme cihazınız için iki farklı ek ve çeşitli kulaklık seçenekleri mevcuttur.

kulak boynuzu ve kalıplı kulaklık



İnce hortum ile



İnce hortum, aşağıdaki kulaklıklardan birini kullanır:

Standart kulaklıklar



OpenBass kubbe



Bas kubbe, çift havalandırma deliği



Power kubbe



Grip Tip

Küçük ve büyük, sol ve sağ, havalandırma delikli veya deliksiz olarak temin edilebilir.

Kişisel kulaklıklar



Mikro kalıp



VarioTherm® Mikro kalıp

® VarioTherm, Dreve'nin tescilli ticari markasıdır

Kubbe boyutları



5 mm



6 mm



8 mm



10 mm




12 mm

Kubbe değişimi ile ilgili detaylar için "Standart kulaklıkları değiştirin" bölümüne bakın.


kulak boynuzu ve kalıp ile

Nedir ve ne yapar



İnce hortumlu

Nedir ve ne yapar



Şarj süresi

(sadece MNB T R)

İlk kullanımdan önce işitme cihazlarınızı tamamen şarj ettiğinizden ve her gece şarja taktığınızdan emin olun. Bu, güne tam şarjlı işitme cihazlarıyla başlamanızı sağlar.

İşitme cihazınızın pil şarjı tamamen tükendi ise, normal şarj süresi:

3,5 saat	1 saat	0,5 saat
Tam şarj oldu	%40 şarjlı	%20 şarjlı

Pil tamamen şarj olduğunda, şarj işlemi otomatik olarak durur.

Şarj süresi, kalan pil kapasitesine göre ve sol/sağ işitme cihazı arasında değişiklik gösterebilir.

Şarj cihazınızın nasıl kullanılacağına ilişkin talimatlar için şarj cihazı kullanım kılavuzuna bakın.

Pil performansı

Pil performansı, kullanım tarzınıza ve işitme cihazı ayarlarına göre değişiklik gösterir. TV, cep telefonu veya bağlantı cihazlarından ses akışı bu performansı etkileyebilir.

Şarj edilebilir pil – sadece MNB T R

Şarj edilebilir işitme cihazlarınızın şarjı gün boyu yetmiyorsa, işitme uzmanınızla iletişime geçin.

İşitme cihazlarınızın pili biterse, şarj cihazına yerleştirerek şarj ettiğinizden emin olun. İşitme cihazlarının yeniden başlatılmasının kullanım süresini uzatmayacağını unutmayın.


Sol ve sađ iřitme cihazlarını tanımlayın

Farklı programlanmış olabileceklerinden, sol ve sađ cihazın birbirinden ayrılması önemlidir.

Sol ve sađ iřitme cihazları renk göstergeleriyle iřaretlenmiştir. **KIRMIZI** iřaret, SAĐ iřitme cihazını gösterir. **MAVİ** iřaret, SOL iřitme cihazını gösterir.


Sadece MNB T R

Sol/sağ renk göstergelerini işitme cihazın üzerinde bulabilirsiniz. Göstergeler ayrıca Mikro kalıplar ve kalıplarda da (opsiyonel) bulunabilir.



Sadece MNB T

Sol/sağ renk göstergelerini pil yuvası içinde bulabilirsiniz. Göstergeler ayrıca Mikro kalıplar ve kalıplarda da (opsiyonel) bulunabilir.



İşitme cihazlarını AÇ/KAPAT

Şarj cihazının kullanımı - sadece MNB T R

İşitme cihazlarınız şarj cihazından çıkartıldığında otomatik olarak AÇIK konuma gelir.*

İşitme cihazı LED ışığı birkaç saniye sonra **YEŞİL** renge döner. İşitme cihazı LED ışığının, kullanıma hazır olduğunu doğrulayacak şekilde **YEŞİL** renkte iki defa yanıp sönmeye kadar bekleyin. İşitme cihazınızın ayarlarına bağlı olarak, bir açılış müziği de duyabilirsiniz.

Şarj cihazına yerleştirildiğinde, işitme cihazlarınız otomatik olarak KAPALI konuma geçer ve şarj işlemi başlar. İşitme cihazı LED ışığı **TURUNCU** renge döner.


* İşitme cihazlarınızı şarj ederken, şarj cihazı elektrik bağlantısı kesilirse veya pili biterse, işitme cihazlarınız güç tasarrufu için KAPALI konuma geçebilir. İşitme cihazlarınız, şarj cihazından çıkartıldığında otomatik olarak AÇIK konuma geçmezse, basma düğmesini kullanarak onları manuel olarak açın.

ÖNEMLİ UYARI

Uygunsa, işitme cihazı şarj bağlantı noktasına oturduğunda şarj cihazınızın açık olduğundan veya şarj cihazının dahili pilinin şarj edildiğinden emin olun. Daha fazla bilgi için, şarj cihazınızın kullanım kılavuzuna bakın.

Basma düğmesinin kullanımı - sadece MNB T R

İşitme cihazlarınız basma düğmesi kullanılarak AÇIK/ KAPALI konuma getirilebilir.



AÇMAK için

Basma düğmesini, işitme cihazı LED ışığı **YEŞİL** renge dönünceye kadar yaklaşık iki saniye basılı tutun. Basma düğmesini bırakın ve işitme cihazı LED ışığının **YEŞİL** renkte iki defa yanıp sönmesini bekleyin. İşitme cihazınız şimdi AÇIK konumdadır.

Kapatmak için

Basma düğmesini, işitme cihazı LED ışığı **TURUNCU** renge dönünceye kadar yaklaşık üç saniye basılı tutun. İşitme cihazı azalan dört ton sesi çalar. Basma düğmesini bıraktığınızda, işitme cihazı KAPALI konuma geçer.

Ton sesleri hakkında bilgi için **Ses ve LED ışık göstergeleri** bölümüne bakın.

Pil yuvasının kullanımı - sadece MNB T


Pil yuvası işitme cihazlarını açıp kapatmak için kullanılır. İşitme cihazınızın ayarlarına bağlı olarak, bir açılış müziği de duyabilirsiniz.

LED ışığı

Üç defa yeşil renkte yanıp sönme, işitme cihazının açıldığını gösterir.


AÇIN

Pili yerleştirip,
pil yuvasını
kapatın



KAPATIN

Pil yuvasını açın



Pil ömründen tasarruf etmek için kullanmadığınız zamanlarda işitme cihazlarınızın KAPALI olduğundan emin olun. İşitme cihazları için hızlı bir sıfırlama işlemi gerçekleştirmek istiyorsanız, pil yuvasını açıp kapatın.

Pil zayıf bildirimi

İşitme cihazlarınız, pilin zayıfladığını üç farklı ton sesi veya seçili dillerde Konuşma bildirimleri (opsiyonel) ile bildirir. Bu bildirim, pil tamamen tükenene kadar aralıklı olarak tekrar edilir. İşitme uzmanınız işitme cihazlarınızı tercihlerinize göre ayarlayabilir. Pil performans süresini artırmak için tüm ses akışlarını durdurduğunuzdan emin olun.

MNB T R: İşitme cihazınız pilin zayıfladığını bildirecektir. Bu noktada, yaklaşık bir saat boyunca ses akışı yapmaya devam edebilirsiniz.


MNB T: İşitme cihazınız pilin zayıfladığını bildirecektir. Bu size, işitme cihazı pili tüketmeden önce yaklaşık 15 dakika süre sunar. Bu noktada, Bluetooth® bağlantısı KAPALI konuma geçer.

Pil tamamen tükenmeden hemen önce azalan dört ton sesi duyarsınız.

Pil zayıflıyor



Pil tükendi



Konuşma bildirimleri


İşitme cihazı LED ışığı

Sürekli **TURUNCU** renkte yanıp sönme pilin zayıfladığını gösterir.

Tek kullanımlık pili deęiřtirin (boyut 312)

(sadece MNB T)

1. ıkart



Pil yuvasını tam açın.
Pili ıkartın.


2. Band'tan ayır



Yeni pilin + iřaretinin olduęu taraftaki yapışkan bandı pilden ayırın.

İpucu:
Optimum alıřmayı saęlamak için 2 dakika bekleyerek pilin hava alabilmesini saęlayın.


3. Yerleřtir



Yeni pili pil yuvasına yerleřtirin. Pili üstten yerleřtirin, yandan DEęİL.

+ tarafın yukarıya dönük olduęundan emin olun.

4. Kapat



Pil yuvasını kapatın.
İşitme cihazı, kulaklıktan bir açılış müziği çalar.

Açılış müziğini duymak için kulaklığı kulağınızın yakınına tutun.

İpucu



Çok Amaçlı Alet pili değiştirmek için kullanılabilir. Pillerini çıkartmak ve takmak için manyetik ucu kullanın.

kulak boynuzu'lu işitme cihazını takın

kulak boynuzu ve kalıbı olan bir işitme cihazınız varsa, aşağıdaki sayfayı okuyun.



Kalıp, sizin için özelleştirilmiştir ve kulağınızın şekline tam uyum sağlar. Kalıplar, benzersiz bir şekilde sol veya sağ kulak içindir.

Adım 1



Hafifçe kulağınızı dışa doğru çekin ve kulak kalıbını hafif bükerek kulak kanalınız yönünde bastırın.

Adım 2




İşitme cihazını kulağınızın arkasına yerleştirin.

İnce hortumlu işitme cihazını takın

İşitme cihazınızda ince hortum varsa, aşağıdaki sayfayı okuyun.

Adım 1




İşitme cihazını kulağınızın arkasına yerleştirin.

İnce hortumu her zaman ucunda bir kulaklıkla kullanmalısınız.

Sadece işitme cihazınız için tasarlanmış olan parçaları kullanın.


Adım 2



Hortum kıvrımını başparmağınızla işaret parmağınızın arasında tutun.

Kulaklık, kulak kanalı deliğine dönük olması gerekir.

Adım 3




İnce hortum başınızın yakınına oturana kadar, kulaklığı nazikçe kulak kanalınız doğrultusunda bastırın

İnce hortumun bir kulak kulpu varsa, kulak kıvrımına oturacak şekilde onu yerleştirin.

Temizlemek

Çok Amaçlı Alet kulak kirini temizlemek ve gidermek için bir fırça ve bir tel döngü içerir. Yeni bir Çok Amaçlı Alet gerekirse, işitme uzmanınızla irtibata geçin.



ÖNEMLİ UYARI

Çok Amaçlı Alet dahili bir mıknatısa sahiptir. Çok Amaçlı Aleti kredi kartlarından ve manyetik olarak duyarlı diğer cihazlardan 30 santimetre (1 ft.) uzakta tutun.

İşitme cihazını temizleyin

İşitme cihazını kullanırken, yanlışlıkla düşürmeniz durumunda zarar görmesini önlemek için onu yumuşak bir zeminin üstünde tutun.

Mikrofon deliklerini temizleyin

Çok Amaçlı Aletin fırçasını kullanarak, deliklerdeki tüm atıkları dikkatli bir şekilde fırçalayın.

Çok Amaçlı Aletin parçalarını mikrofon deliklerine zorlayarak sıkıştırmadığınızdan emin olun. Bu, işitme cihazına hasar verebilir.




ÖNEMLİ UYARI

İşitme cihazlarını temizlemek için yumuşak ve kuru bir bez kullanın. İşitme cihazları asla su veya başka sıvılarla yıkanmamalı veya bunlara batırılmamalıdır.

İnce hortumu temizleyin


Kulak kiri ve nemden korumak için ince hortum düzenli olarak temizlenmelidir. Temizlenmez ise, kulak kiriyle tıkanabilir, bu da sesin çıkmasına engel olur.

Adım 1




İnce hortumu işitme cihazından çekip, çıkartın ve kulaklığı çıkartın.

Adım 2



Temizleme aletini ince hortumun içinden sonuna kadar itin.

Adım 3



İnce hortumu tekrar işitme cihazına takın.


Kişisel kulaklığı temizleyin

Kulaklık düzenli olarak temizlenmelidir. Kulaklıkta, kulak kiri ve atıkların işitme cihazına zarar vermesini önlemek için beyaz bir kulak kiri filtresi* bulunur.

Tıkanıldığında veya ses anormalleştiğinde filtreyi değiştirin.**

Alternatif olarak, işitme uzmanınızla iletişime geçin.

- Havalandırma deliğini, içine fırçayı hafifçe bastırıp çevirerek temizleyin.



* VarioTherm Mikro kalıpta kulak kiri filtresi yoktur


** Daha fazla bilgi için **ProWax filtresini** değiştirin bölümüne bakın.

Kalıbın bakımı

Kalıp düzenli olarak temizlenmelidir. Yüzeyini temizlemek için yumuşak bir bez kullanın. Deliğini temizlemek için Çok Amaçlı Aletin tel döngüsünü kullanın.

Hortumu değiştirin

Kalıpla işitme cihazı arasındaki hortum sararınca veya sertleşince değiştirilmelidir. Bununla ilgili olarak, işitme uzmanınıza danışın.




Kalıbı yıkayın

Adım 1




İşitme cihazından sökmeden önce, hangi kalıbın hangi işitme cihazı için olduğunu tanımlayabileceğinizden emin olun.

Adım 2



Hortumu ve kalıbı cihazın boynuzundan ayırın. Hortumu çekerken boynuzu sıkı tutun. Aksi halde işitme cihazı hasar görebilir.

Adım 3




Kalıbı ve hortumu yumuşak sabun kullanarak yıkayın. İşitme cihazına tekrar takmadan önce durulayın ve tamamen kurumasını bekleyin.

Standart kulaklığı deęiřtirin


Standart kulaklık (kubbe veya Grip Tip) temizlenmemelidir. Kulaklık kulak kiriyle dolduęunda, onu yenisiyle deęiřtirin. Grip Tip'ler en az ayda bir deęiřtirilmelidir.

Adım 1




İnce hortumun ucunu tutun ve sonra kulaklığı çekip çıkartın.

Adım 2



Saęlam durmasını saęlamak için ince hortumu tam kulaklığın ortasına takın.

Adım 3




Kulaklığın saęlam takıldıęından emin olmak için sıkıca itin.

ÖNEMLİ UYARI

Kulađınızdan ıkartırken kulaklık hortumun üstünde deđilse, kulaklık halen kulak kanalında kalmıř olabilir. Daha fazla kullanım bilgisi iin iřitme uzmanınıza danıřın.


ProWax filtresini deęiřtirin

1. Alet




Aleti kabuęundan ıkartın. Aletin iki pimi vardır: Biri sokmek iin bořtur ve dięerinde de yeni kulak kiri filtresi vardır.

2. ıkart



Boř pimi kulaklıktaki kulak kiri filtresine sokun ve ekip ıkarın.

3. Yerleřtir




Dięer pimi kullanarak yeni kulak kiri filtresini takın. Aleti ekin ve atın.

NEMLİ UYARI

Her zaman iřitme cihazınızla birlikte verilen kulak kiri filtresiyle aynı tipte filtre kullandıęınızdan emin olun. Kulak kiri filtresinin deęiřimi veya kullanımı hakkında sormak istedięiniz bir řey olursa, iřitme uzmanınızla iletiřime gein.

Ses seviyesini deęiřtirin

Basma düęmesi, sesi ayarlamanıza izin verir.
Ses seviyesini yükselttięinizde veya azalttıęınızda, bir sinyal sesi duyacaksınız.



• SAę iřitme cihazına kısaca basmak, sesi yükseltir


SOL iřitme cihazına kısaca basmak, sesi azaltır



Programı deęiřtirin

İřitme cihazınızda drt farklı program olabilir. Bunlar, iřitme uzmanınız tarafından programlanır. Programı deęiřtirdięinizde, programa baęlı olarak bir veya drt ton sesi duyacaksınız.

Ton sesleri hakkında bilgi iin **Ses ve LED iřięi gstergeleri** blmne bakın



• Programlar arasında geiř yapmak iin Basma dęmesine basın.

İki iřitme cihazınız varsa, SAę iřitme cihazı bir program ileri geiř yapar, rneęin 1. programdan 2. programa ve SOL iřitme cihazı bir program geri geiř yapar, rneęin 4. programdan 3. programa.

İşitme cihazlarınızı saklayın

(sadece MNB T R)

İşitme cihazlarınızı kullanmadığınızda, şarj cihazı onları saklamak için en iyi yerdir.

İşitme cihazlarındaki şarj edilebilir pil ömrünü maksimum seviyede tutmak için aşırı ısıya maruz bırakmayın. Örneğin, şarj cihazında olsa bile işitme cihazlarınızı araç içinde veya pencere önünde güneş ışığına maruz kalacak şekilde bırakmayın.

Uzun süreli saklama


İşitme cihazlarınızı uzun süre (14 günden fazla) saklamadan veya bir yere bırakmadan önce, tamamen şarj ettiğinizden ve KAPALI konuma aldığınızdan emin olun. Bu şekilde pili tekrar şarj edilebilir.

Not

Şarj edilebilir pili korumak için işitme cihazını altı ayda bir tamamen şarj etmeniz zorunludur. Saklanan işitme cihazı altı aylık süre içinde şarj edilmez ise, şarj edilebilir pilin değiştirilmesi gerekir.

Uçak modu

Uçak modu etkinleştirildiğinde, Bluetooth® KAPALI konuma geçer. Ancak, işitme cihazlarınız hala AÇIK konumda olup çalışmaya devam eder. İşitme cihazlarının birinin Basma düğmesine basıldığında her iki işitme cihazında da Uçak modunun etkinleştirileceğini unutmayın. Sesler ve ışıklar hakkında daha fazla bilgi için, **Ses ve LED ışık göstergeleri** bölümüne bakın.




**Etkinleřtirmek ve devre dıřı bırakmak
iin**

Basma dğmesine yaklařık yedi saniye
basın.

Bir mzık sesi ve bir LED ışık dzeni,
eylemenizi dođrular.

Pil yuvasını aıp kapatmak da Uak modunu
devre dıřı bırakır.

MNB T



İşitme cihazlarınızı sessiz ve sesli duruma alın

İşitme cihazlarınızı aşağıdaki opsiyonel uygulama ve cihazlarından birini kullanarak sessize alabilirsiniz:

- Bernafon App
- SoundClip-A
- RC-A

İşitme cihazlarınız sessiz durumdan nasıl çıkartılır

İşitme cihazlarınızı opsiyonel uygulama ve cihazlardan birini kullanarak veya işitme cihazlarındaki basma düğmesine kısa süreliğine basarak sessiz konumdan çıkartabilirsiniz.

sadece MNB T

Ayrıca, basma düğmesine yaklaşık dört saniye basarak da işitme cihazlarınızı sessize alabilirsiniz.

ÖNEMLİ UYARI

Bu modda işitme cihazları pil tüketmeye devam ettiği için sessize alma işlevini işitme cihazınızı KAPATMAK için kullanmayın.

İşitme cihazlarınızı iPhone®, iPad® ve iPod® ile kullanın

İşitme cihazlarınız, Made for iPhone işitme cihazlarıdır ve iPhone, iPad veya iPod touch cihazınızdan doğrudan ses akışına izin verir.*

Bernafon App, işitme cihazlarınızı mobil cihazınızdan kontrol etmek için kullanılabilir.*

Ayrıca işitme cihazlarınız, uyumlu iPhone ve iPad cihazlarıyla eller serbest iletişim olanağı sunar.*

İşitme cihazlarınızın bu ürünlerden biriyle kullanımına ilişkin yardım için işitme uzmanınızla iletişime geçin.

Apple, Apple logosu, iPhone, iPad ve iPod touch, Apple Inc.'in ABD ve diğer ülkelerdeki tescilli ticari markalarıdır.

İşitme cihazlarınızı Android™ cihazlar ile kullanın

İşitme cihazlarınız, Audio Streaming for Hearing Aids (ASHA) desteği sunar ve belirli Android™ cihazlardan doğrudan ses akışına izin verir.*

Bernafon App, işitme cihazlarınızı mobil cihazınızdan kontrol etmek için kullanılabilir.*

İşitme cihazlarınızın Android cihazlarla kullanımına ilişkin yardım için işitme uzmanınızla iletişime geçin.

* Uyumlu iPhone, iPad, iPod touch ve Android cihazların listesi için aşağıdaki web sitesini ziyaret edin:
www.bernafon.com/hearing-aid-users/hearing-aids/connectivity/compatibility.

Eşleştirme ve uyumluluk

İşitme cihazlarınızın iPhone, iPad, iPod touch ve Android cihazlar ile eşleştirilmesine ilişkin talimatlar için aşağıdaki web sitesini ziyaret edin:


www.bernafon.com/hearing-aid-users/support/library/

Uyumlu iPhone, iPad, iPod touch ve Android cihazların listesi için aşağıdaki web sitesini ziyaret edin:

www.bernafon.com/hearing-aid-users/hearing-aids/connectivity/compatibility

Çağrı yönetimi

İşitme cihazlarınızdaki Basma düğmesi ile aramaları cevaplayabilir, reddedebilir veya sonlandırabilirsiniz. Bu işlem için işitme cihazlarınızın uyumlu bir iPhone* ile eşleştirilmiş olması gerekir.



- **Kabul etmek için**

Bir aramayı kabul etmek için Basma düğmesine kısa süreli basın. Kısa bir ton sesi, bu eyleminizi doğrular.

Reddetmek için

Bir aramayı reddetmek için Basma düğmesini basılı tutun. Kısa, azalan ton sesleri bu eyleminizi doğrular.

Sonlandırmak için

Bir aramayı sonlandırmak için Basma düğmesini basılı tutun. Kısa, azalan ton sesleri bu eyleminizi doğrular.

* Uyumlu iPhone cihazların listesi için bakınız:
www.bernafon.com/hearing-aid-users/hearing-aids/connectivity/compatibility.

Kablosuz aksesuarlar ve diđer seenekler

Kablosuz iřitme cihazlarınızı geliřtirmek iin bir aksesuar yelpazesi bulunur. Bunlar, gndelik durumlarda daha iyi iřitmenizi ve iletiřim kurmanızı saęlar.

SoundClip-A

Uzak mikrofon ve cep telefonunuz ile eřleřtirildięinde hands-free kulaklık seti olarak kullanılabilen bir cihaz.

TV-A

TV veya bir elektronik ses cihazından iřitme cihazlarınıza ses akıřı saęlayan bir cihaz.

RC-A

Programı deęiřtirmenize veya ses seviyesini ayarlamanıza veya iřitme cihazlarınızı sessize almanıza olanak saęlayan bir cihaz.

EduMic

Sınıfta, çalışma ortamlarında ve kamuya açık alanlarda(Telecoil kullanılarak) ve diğer ortamlarda uzak mikrofon olarak kullanılabilen bir cihaz.

Bernafon App

İşlevselliğin kontrolü için bir mobil cihaz aracılığıyla işitme cihazlarınıza kablosuz erişim sağlayan ve işitme cihazlarınızın uzaktan güncellenmesini sağlayan bir uygulama. iPhone, iPad, iPod touch ve Android cihazlar içindir. Bernafon App uygulamasını sadece resmi uygulama mağazalarından indirdiğinizden emin olun.

Apple, Apple logosu, iPhone, iPad ve iPod touch, Apple Inc.'in ABD ve diğer ülkelerdeki tescilli ticari markalarıdır. App Store, Apple Inc.'in hizmet markasıdır. Android, Google Play ve Google Play logosu Google LLC'nin ticari markalarıdır.

Telecoil

Telecoil, tümleşik döngülü bir telefon kullandığınızda veya tiyatro, ibadethane veya seminer odaları gibi teleloop sistemleri bulunan binalarda olduğunuzda daha iyi işitmenize yardımcı olabilir. Bir teleloop kurulduğunda bu simge gösterilir.



Tinnitus SoundSupport™ (opsiyonel)

Tinnitus SoundSupport'un planlanan kullanımı

Tinnitus SoundSupport, tinnitus şikayeti olan hastalara tinnitus yönetim programları dahilinde geçici rahatlama sağlamak amacıyla ses üreten bir araçtır.

Hedef nüfus, yetişkin (18 yaşından büyük) nüfustur.

Tinnitus SoundSupport, tinnitusun ve işitme kayıplarının değerlendirilmesi ve tedavisi konusuna vakıf yetkili işitme uzmanlarına (odyologlar, işitme cihazı uzmanları veya kulak-burun-boğaz uzmanları) yöneliktir. Tinnitus SoundSupport'un uygulanması, tinnitus yönetim programına katılan bir işitme uzmanı tarafından gerçekleştirilmelidir.

Tinnitus SoundSupport kullanıcıları için yönergeler

Bu yönergeler, işitme uzmanınız tarafından işitme cihazlarınızda etkinleştirilmiş olabilecek Tinnitus SoundSupport hakkında bilgi içerir.

Tinnitus SoundSupport, tinnitusun yönetilmesine yardımcı olmak için yeterli yoğunluk ve bant genişliğinde ses üretmek için tasarlanan bir tinnitus yönetim aygıtıdır.

İşitme uzmanınız ayrıca uygun bir bakım takibi önerebilir. Bu bakımla ilgili öneri ve talimatlara uyulması önemlidir.

Sadece reçete ile kullanılır

Sağlıklı bir uygulama için tinnitus bildiren kişinin ses üreticisi kullanmadan önce yetkili bir kulak doktoru tarafından muayene edilmesi gerekir. Bu değerlendirmenin amacı, tinnitusa neden olabilecek, tedavi edilebilir her türlü durumun, ses üreticisini kullanmadan önce tespit ve tedavi edilmesini sağlamaktır.

Ses seenekleri ve ses seviyesi ayarı

Tinnitus SoundSupport, iřitme uzmanınız tarafından, iřitme kaybınıza ve tinnitusunuzu rahatlatma tercihlerinize uyacak řekilde programlanmıřtır. Bir dizi farklı ses seeneęi sunar. Tercih ettięiniz ses(ler)i iřitme uzmanınızla birlikte seebilirsiniz.

Tinnitus SoundSupport programları

Tinnitus SoundSupport'un hangi programlarda etkinleřtirilmesini isteyebileceęinize iřitme uzmanınızla birlikte karar verirsiniz. Ses oluřturucusu maksimum drt farklı programda etkinleřtirilebilir.

Sessiz konum

Tinnitus SoundSupport'un etkinleřtirildięi bir programdaysanız, sessize alma iřlevi sadece evre seslerini sessize alıp, Tinnitus SoundSupport'tan gelen sesleri sessize almaz. Bkz. blm: **İřitme cihazlarınızı sessize alın.**

Tinnitus SoundSupport'la ses seviyesi ayarları

Tinnitus SoundSupport'un etkinleştirildiđi bir işitme cihazı programını seçtiđinizde, işitme uzmanınız sadece işitme cihazınızdaki Basma düğmesini tinnitus rahatlatma sesi için bir ses seviyesi kontrolü olarak çalışmaya ayarlayabilir.

İşitme uzmanınız, ses üreticisinin ses seviyesi kontrolünü bu iki seçenekten birini kullanarak ayarlar:

- A) Her bir kulaktaki ses seviyesini ayrı olarak deđiştir veya
- B) Her iki kulaktaki ses seviyesini de aynı anda deđiştir.

Tinnitus SoundSupport ses seviyesi ayarları hakkında daha fazla bilgi için bu kitapçıđın sonundaki **Kişisel işitme cihazı ayarlarınız** bölümündeki **İşitme cihazınız için Tinnitus SoundSupport ayarlarına genel bakış** tablosuna bakın.

Kullanım süresi sınırlaması

Günlük kullanım

Tinnitus SoundSupport'un ses seviyeleri, uzun süre kullanıldığında kalıcı işitme hasarına neden olabilecek ses seviyesine ayarlanabilir. İşitme uzmanınız size Tinnitus SoundSupport'u günde en fazla ne kadar kullanacağınızı önerir. Asla rahatsız edici seviyelerde kullanılmamalıdır.

İşitme cihazlarınızda rahatlatıcı sesi günde kaç saat güvenli bir şekilde kullanabileceğinizi öğrenmek için bu kitapçığın sonundaki **Kişisel işitme cihazı ayarlarınız** bölümünde **Tinnitus SoundSupport: Kullanım sınırlaması** tablosuna bakın.

İşitme uzmanları için Tinnitus SoundSupport hakkında önemli bilgiler

Cihaz tanımı

Tinnitus SoundSupport, işitme uzmanı tarafından işitme cihazlarında etkinleştirilebilen bir modül işlevidir.

Maksimum kullanım süresi

Seviyeyi 80 dB(A) SPL değerini aşacak şekilde artırdığınızda, Tinnitus SoundSupport'un kullanım süresi azalır. İşitme cihazı 80 dB(A) SPL değerini aştığında, uygulama yazılımı otomatik olarak bir uyarı gösterir. Uygulama yazılımındaki tinnitus uygulama grafiğinin yanındaki **Maks. kullanım süresi göstergesine** bakın.

Ses seviyesi kontrolü devre dışı

İşitme cihazındaki ses üreticisinin ses seviyesi kontrolü varsayılan olarak devre dışı bırakılır. Ses seviyesi kontrolü etkinleştirildiğinde, gürültüye maruz kalma riski artar.

Ses seviyesi kontrolü etkinleştirildiyse

Düğmeler ve İkazlar ekranında tinnitus ses seviyesi kontrolünü etkinleştirirseniz, bir uyarı görüntülenebilir. Bu, rahatlatıcı sesin işitme hasarına neden olabilecek seviyelerde dinlenmesi durumunda meydana gelir.

Uygulama yazılımındaki **Maks. kullanım süresi** tablosunda, hastanın Tinnitus SoundSupport'u güvenli bir şekilde kaç saat kullanabileceği gösterilmektedir.

1. Tinnitus SoundSupport'un etkinleştirildiği her bir program için maks. kullanım süresini not alın.
2. Bu değerleri bu kitapçığın arkasındaki **Tinnitus SoundSupport: Kullanım sınırlaması** tablosuna yazın.
3. Hastanıza buna göre talimat verin.

Tinnitus'la ilgili uyarılar

İşitme uzmanınız Tinnitus SoundSupport ses üreticisini etkinleştirdiyse, lütfen aşağıdaki uyarılara dikkat edin.

Tinnitus yönetim cihazıyla üretilen herhangi bir sesin kullanılmasıyla ilişkili bir takım potansiyel endişeler vardır. Bunların arasında, tinnitusun kötüleşme potansiyeli ve/veya işitme eşiklerinin değişme olasılığı vardır.

İşitmede veya tinnitus da bir değişiklik, herhangi bir baş dönmesi, bulantı, baş ağrısı, kalp çarpıntısı yaşarsanız veya cihazın cilde temas ettiği noktada cilt tahrişi görür veya fark ederseniz, cihazı kullanmayı hemen bırakmalısınız ve bir doktor, odyolog veya diğer işitme uzmanlarına danışmalısınız.

Her cihazda olduğu gibi, ses üreticisi özelliğinin kötüye kullanılması, zararlı olabilecek bazı etkiler oluşturabilir. Yetkisiz kullanımın önlenmesine ve cihazın, çocukların ve ev hayvanlarının ulaşamayacağı bir yerde saklanmasına özen gösterilmelidir.

Maksimum kullanım süresi

İşitme uzmanınızın Tinnitus SoundSupport için uygun gördüğü günlük maksimum kullanım süresine daima uyun. Bu sürenin aşılması, tinnitusun veya işitme kaybı durumunuzun kötüleşmesine neden olabilir.

Devamı arka sayfada

Genel uyarılar

Kişisel güvenliğiniz ve doğru kullanımı sağlamak için işitme cihazlarınızı kullanmadan önce kendinizi aşağıdaki genel uyarılar hakkında bilgilendirmelisiniz.

Kullanım sırasında veya kullanımdan kaynaklı olarak işitme cihazlarınız ile beklenmedik çalışma veya ciddi sorunlar yaşamanız durumunda, işitme uzmanınıza danışın. İşitme uzmanınız size sorunun giderilmesi ve mümkünse, üreticiye ve/veya ulusal yetkililere bildirilmesi konusunda destek olacaktır.

İşitme cihazlarının normal işitme duyurunuzu geri getirmediğini ve organik koşullardan kaynaklanan bir işitme sorununu önlemediğini veya gidermediğini unutmayın. İşitme cihazları, işitme rehabilitasyonun sadece bir parçasıdır ve işitsel eğitim ve dudak okuma öğretimi ile desteklenmeleri gerekebilir. Ayrıca bir çok durumda, işitme cihazı çok seyrek kullanıldığında, kullanıcının bundan tam olarak yararlanamayacağını unutmayın.

(sadece MNB T R)

İşitme cihazlarını sadece ürüne özel şarj cihazı ile şarj edin. Diğer şarj cihazları işitme cihazlarına ve pillere zarar verebilir. Bu işitme cihazı, çıkartılmayan şarj edilebilir bir lityum-iyon pil tarafından desteklenir. Lütfen işitme cihazını şarj ettiğinizden emin olun ve şarj edilebilir işitme cihazlarıyla ilgili güvenlik ve kullanım bilgilerini öğrenin.

İşitme cihazlarının kullanımı

İşitme cihazları sadece işitme uzmanı tarafından ayarlanıp, tarif edildiği şekilde kullanılmalıdır. Yanlış kullanım ani ve kalıcı işitme kaybına sebep olabilir.

Asla işitme cihazlarınızın başkaları tarafından kullanılmasına izin vermeyin, yanlış kullanım onların işitmesine kalıcı hasar verebilir.

Boğulma tehlikesi ve pillerin ve diğer küçük parçaların yutulma riski vardır
İşitme cihazları, parçaları ve pilleri, onları yutabilecek kişi ve çocukların ulaşamayacakları yerlerde saklanmalıdır; aksi takdirde kendilerine zarar verebilirler.

Pil, işitme cihazı veya küçük parçaların yutulması halinde acilen doktora başvurun.
(sadece MNB T)

Pillerin zaman zaman ilaçlar ile karıştırıldığı görülmüştür. Bu nedenle herhangi bir hapı yutmadan önce ilacınızı dikkatlice kontrol edin.

Pil kullanımı (sadece MNB T)
Her zaman işitme uzmanınızın önerdiği pilleri kullanın. Düşük kalitede olan piller sızıntı yapabilir ve vücuda zarar verebilir.

Asla pillerinizi yeniden şarj etmeye çalışmayın ve asla pilleri ateşe atmayın. Pillerin patlama riski vardır.

Patlayıcılar (sadece MNB T R)
Normal kullanım koşullarında, işitme cihazının kullanımı güvenlidir. İşitme cihazı, patlayıcı ortamlar açısından uluslararası standartlara uygunluk konusunda test edilmemiştir.

Bu nedenle işitme cihazını patlama tehlikesi olan ortamlarda, örneğin; maden, oksijen açısından zengin ortamlar veya patlayıcı anestetiklerin kullanıldığı yerlerde kullanmayın.

Lityum-iyon pillerin yutulması veya kulağa veya burna sokulması ölüm tehlikesi arz eder (sadece MNB T R)
Lityum-iyon pilleri kesinlikle yutmayın ya da kulağınıza veya burnunuza sokmayın, aksi halde iki saat gibi kısa bir sürede ciddi yaralanmalara veya ölüme yol açabilir. Bu, burun veya kulakta kalıcı hasara neden olabilecek veya potansiyel olarak iç organlarda tahribata yol açabilecek kimyasal yanmadan kaynaklanabilir.

Devamı arka sayfada

Genel uyarılar

Lityum-iyon pilin yutulması ya da kulak veya burna sokulması durumunda, acilen tıbbi yardım alın.

Şarj edilebilir pil (sadece MNB T R)

Pile zarar verebileceğinden, işitme cihazını açmaya çalışmayın. Asla pili değiştirmeye çalışmayın. Pilin değiştirilmesi gerektiğinde, lütfen cihazınızı tedarikçinize geri gönderin. Kurcalama izleri tespit edildiğinde hizmet garantisi iptal edilir.

Pil sızıntısı durumunda, işitme cihazınızı kullanmayın. Aksi halde sızıntı yapan pilden çıkan asitlerden dolayı ciltte tahrişe neden olabilir. Pilden sızan asitlerin cildinize temas etmesi durumunda, silmek için ıslak bir bez kullanın ve cildinizde asit kalmadığından emin olun. Cildinizde tahriş olması durumunda, doktorunuza başvurun. İşitme cihazınızın kullanımına ilişkin daha fazla talimat için işitme uzmanınıza danışın. Pilleri bir USB konektörüyle şarj etmenin güvenliği, harici sinyal kaynağı tarafından belirlenir.

Elektrik prizine takılı harici bir ekipmana bağlandığında, bu ekipmanın IEC 62368-1 veya eşdeğer güvenlik standartlarına uygun olması gerekir.

Bozukluk

İşitme cihazlarınızın haber vermeksizin durabileceğini unutmayın. Uyarı seslerini duymanızı gerektiren durumlarda (örneğin trafikteyken) bunu unutmayın. Örneğin piller tükendiğinde veya hortum, nem veya kulak kiri ile tıklandığında işitme cihazları çalışmayabilir.

Aktif implantlar

Bu işitme cihazı zorlu testlere tabi tutulmuş ve insanlar için uluslararası maruz kalma standartlarına [insan vücuduna indüklenen elektromanyetik güç ve gerilimler (Özgül Soğrulma Oranı - SAR)] göre insan sağlığına uygun şekilde tasarlanmıştır.

Maruz kalma değerleri, insan sağlığı ve kalp pili ve kalp defibrilatörleri gibi aktif medikal

implantlarla bir arada olma standartlarında tanımlanan insan vücuduna indüklenen elektromanyetik güç ve gerilimler için uluslararası kabul edilen SAR güvenlik sınırlarının çok altındadır.

Aktif bir beyin implantınız varsa, parazit oluşma riski ile ilgili bilgi almak için implante edilebilir cihazınızın üreticisine başvurun.

OtoTelefon mıknatısı ve Çok Amaçlı Alet (dahili bir mıknatıs içerir) implanttan en az 30 santimetre (1 ft.) uzakta tutulmalıdır, örneğin onu göğüs cebinizde taşımayın.

İmlante edilebilir defibrilatör ve kalp pili üreticileri tarafından tavsiye edildiği gibi, mıknatıs kullanımı ile ilgili talimatlara uyun.

Koklear implantlar

Bir kulağınızda koklear implant (CI), diğerinde bir işitme cihazı kullanıyorsanız, CI'nızı her zaman işitme cihazınızdan en az 1 santimetre (0,4 inç) mesafede tuttuğunuzdan emin olun. CI ses işlemcileri, bobinleri ve mıknatıslarının manyetik alanı işitme cihazınızdaki hoparlör ünitesinde kalıcı hasara neden olabilir. Örneğin, pilleri değiştirirken veya temizleme işlemi sırasında, kesinlikle cihazları masada bir araya koymayın. CI ile işitme cihazını aynı kutuda bir arada taşımayın.

Devamı arka sayfada

Genel uyarılar

X-Ray/CT/MR/PET taraması, elektro terapi ve ameliyat

Yüksek güçlü elektromanyetik alanlarda zarar görebileceklerinden, X-Ray ve CT/ MR/PET taramalarında, elektro terapilerde, ameliyatlarda vs. işitme cihazlarınızı çıkarın.

Isı ve kimyasallar

İşitme cihazı asla aşırı ısıya maruz bırakılmamalıdır, örn. güneşte park edilmiş bir araç içinde bırakılmamalıdır.

İşitme cihazlarının mikrodalga fırınlarda veya diğer fırınlarda kurutulmaması gerekir.

Kozmetik, saç spreyi, parfüm, tıraş sonrası losyon, güneş losyonu ve böcek kovucudaki kimyasallar işitme cihazına zarar verebilir. Bu tür ürünleri kullanmadan önce işitme cihazınızı her zaman çıkartın ve kullanmadan önce kurumasını bekleyin.

Muhtemel yan etkiler

İşitme cihazları, kalıplar veya kubbeler, kulak kiri birikiminin hızlanmasına neden olabilir.

İşitme cihazlarına kullanılan alerjenik olmayan malzemeler nadiren cilt tahrişine veya diğer yan etkilere neden olabilir.

Bu tür durumlarda, hekime başvurun.

Uçakta kullanım

İşitme cihazlarınızda Bluetooth kablosuz teknolojisi bulunur. Uçak personeli tarafından özellikle Bluetooth izni verilmediği sürece, uçaktayken Bluetooth'u devre dışı bırakmak için işitme cihazlarının Uçak moduna alınması gerekir.

Harici ekipmana bağlantı

Harici sinyal kaynağı (yardımcı giriş kablosu ve/veya USB kablosu üzerinden ve/veya doğrudan) bağlı olan işitme cihazlarının güvenliği, ilgili harici ekipman tarafından belirlenir. İşitme cihazları duvardaki prize takılı bir harici ekipmana bağlandığında, bu ekipmanın IEC 62368-1 veya eşdeğer güvenlik standartlarına uygun olması gerekir.

Üçüncü parti aksesuarların kullanımı

Sadece üretici tarafından tedarik edilen aksesuarları, transdüserleri veya kabloları kullanın. Orijinal olmayan aksesuarlar, cihazınız için elektromanyetik uyumluluğun (EMC) azalmasına yol açabilir.

İşitme cihazlarında modifikasyona izin verilmez

Üreticinin açıkça onaylamadığı değişiklikler ya da modifikasyonlar ekipmanın garantisini geçersiz kılacaktır.



Parazit

İşitme cihazları EN/ IEC 60601-1-2 ve değişiklikleri de dahil uluslararası standartların en katı kurallarına göre geniş kapsamlı parazit testlerine tabi tutulmuştur.

Sol taraftaki işaret bulunan ekipmanların yakınında elektromanyetik parazit meydana gelebilir. Taşınabilir ve mobil RF (radyo frekans) iletişim ekipmanları işitme cihazlarınızın performansını etkileyebilir. İşitme cihazlarınızın elektromanyetik parazitten etkileniyorsa, paraziti azaltmak için kaynaktan uzaklaşın.

Kulak kanalında ayrılmış kulaklık

Kulağınızdan çıkartırken kulaklık hortumun üstünde değilse, kulaklık halen kulak kanalında kalmış olabilir. Daha fazla kullanım bilgisi için işitme uzmanınıza danışın.

Sorun Gidermek

MNB T R ve MNB T

Belirti	Olası nedenler
Ses yok	İşitme cihazında güç kesintisi vardır
	Bitik pil
	Tıkanmış kulaklıklar (kubbe, Grip Tip, kalıp veya Mikro kalıp)
	İşitme cihazı mikrofonu sessizde
Aralıklı veya kısık ses	Ses çıkışı tıkanmış
	Nem
Ötme sesi	İşitme cihazının kulaklığı yanlış takılmış
	Kulak kanalında kir birikmiştir
	Kulakta büyüme
Sinyal sesi	İşitme cihazınız 4 kez arka arkaya 8 sinyal sesi çalıyor, işitme cihazınızın bir mikrofon servis kontrolüne ihtiyacı vardır
Akıllı telefon ile eşleştirme sorunu	Bluetooth bağlantısı başarısız oldu
	Sadece bir işitme cihazı eşleştirildi

Çözümler

İşitme cihazını şarj edin (**sadece MNB T R**) / Pili değiştirin (**sadece MNB T**)

İşitme uzmanınızla iletişime geçin (**sadece MNB T R**) / Pili değiştirin (**sadece MNB T**)

Kalıbı veya Mikro kalıbı temizleyin ya da kulak kiri filtresini değiştirin

Kubbe veya GripTip'i değiştirin

İşitme cihazı mikrofonunu sessizden çıkartın

Kalıbı veya Mikro kalıbı temizleyin ya da kulak kiri filtresini değiştirin veya kubbeyi ya da GripTip'i değiştirin

Pili kuru bir bezle silin (**sadece MNB T**)

Kulaklığı yeniden takın

Kulak muayenesi için doktorunuza gidin

İşitme uzmanınızla irtibata geçin

İşitme uzmanınızla irtibata geçin

- 1) İşitme cihazınızdaki eşleştirmeyi kaldırın.
- 2) Telefonunuzda, Bluetooth'u kapatıp tekrar açın.
- 3) İşitme cihazını kapatıp tekrar açın
- 4) İşitme cihazınızı tekrar eşleştirin (Yönergeler için bakın: www.bernafon.com/hearing-aid-users/support/library/).

Not

Yukarıda önerilen çözümlerin hiçbiri işe yaramazsa, yardım için işitme uzmanınıza danışın.

Sorun Gidermek

SadeceMNB TR – Şarj cihazı sorunlarını gidermek için şarj cihazınızın kullanım kılavuzuna bakın.

Belirti	Olası nedenler
İşitme cihazı şarj cihazına yerleştirildiğinde, işitme cihazı LED ışığı KAPALI durumda kalıyor	Şarj cihazı AÇIK değildir
	İşitme cihazı ya da şarj cihazı sıcaklığı çok yüksek veya çok düşüktür
	Şarj işlemi tamamlanmamıştır. Şarj cihazı, pili korumak için şarj işlemini durdurmuştur.
	İşitme cihazı şarj cihazına yanlış yerleştirilmiştir
İşitme cihazı şarj cihazına yerleştirildiğinde, işitme cihazı LED ışığı YEŞİL renkte yanıp sönüyor	İşitme cihazı uzun süre kullanılmamıştır
İşitme cihazı şarj cihazına yerleştirildiğinde, işitme cihazı LED ışığı TURUNCU renkte yanıp sönüyor	Sistem hatası

Çözümler

Şarj cihazı elektrik fişinin doğru şekilde takıldığını veya power bank pil gücünün yeterli olduğunu doğrulayın

Şarj cihazını ve ısıtma cihazını sıcaklığın +5 °C ile +40 °C (+41 °F ile +104 °F) olduğu bir yere götürün

İşitme cihazını şarj cihazına tekrar takın. Bu şekilde şarj işlemi yaklaşık 15 dakika içinde tamamlanır.

Şarj bağlantı noktalarında yabancı madde olup olmadığını kontrol edin

İşitme cihazındaki pilin ne kadar bittiğine bağlı olarak, ısıtma cihazı 10 dakikalık bir zaman dilimi içinde otomatik olarak normal şarj moduna devam eder. Bu işlem sırasında, ısıtma cihazlarını şarj cihazında bıraktığınızdan emin olun.

İşitme uzmanınızla irtibata geçin


Not

Yukarıda önerilen çözümlerin hiçbiri işe yaramazsa, yardım için işitme uzmanınıza danışın.

Ürün Bilgisini Bulun


Seri numarası, CE etiketi ve üretim tarihi dahil olmak üzere, işitme cihazlarınız hakkındaki bilgiler, işitme cihazlarınızdaki Basma düğmesinin arkasında bulunur. Basma düğmesini açmak için işitme cihazlarınızla birlikte gelen Çok Amaçlı Aleti veya sivri uçlu uygun bir alet kullanmanız gerekir.

Aleti takın




Aleti, Basma düğmesinin altındaki deliğe sokun.

Basma düğmesini açın




Aleti deliğe bastırın ve düğmenin kapağını açmak için geri çekin. Zarar vermemek için Çok Amaçlı Aleti şekilde gösterildiği gibi tuttuğunuzdan emin olun.

Bilgileri okuyun



Bilgileri okumak için cihazın üst kısmını aşağı doğru tutun.

Basma düğmesini kapatın



Düğmeyi yerine geri itin. Basma düğmesi doğru kapatıldığında bir tık sesi duyulur.

ÖNEMLİ UYARI

İşitme uzmanınız da, işitme cihazlarınızın üzerinde bulunan seri numarasını verebilir. İşitme cihazlarınıza zarar vermemek için basma düğmesini açarken uygun bir araç kullanın.

Su ve toza karşı dayanıklılık (IP68)

İşitme cihazınız toz geçirmezdir ve su girişine karşı korumalıdır, bu tüm günlük yaşam koşullarında kullanılmak üzere tasarlandığı anlamına gelir. Bu nedenle, nem veya yağmurda ıslanma konusunda endişelenmenize gerek yok. İşitme cihazınız suyla temas edip çalışmayı durdurursa, lütfen bu yönergeleri izleyin.

sadece MNB T R

İşitme cihazınızı şarj etmeden önce, olası nemi silerek kuruladığınızdan emin olun.

sadece MNB T

İşitme cihazınız suya temas ettiği ve çalışmayı bıraktığı durumlarda lütfen bu talimatlara uyun:

1. Üzerindeki tüm suları nazikçe silin
2. Pil yuvasını açıp pili çıkartın ve pil yuvasındaki tüm suları dikkatli bir şekilde silin
3. Pil yuvasını açık bırakıp, yaklaşık 30 dakika boyunca işitme cihazının kurumasını bekleyin
4. Yeni bir pil takın

ÖNEMLİ UYARI

İşitme cihazınızı duş alırken veya su içindeki faaliyetlere katılırken çıkartın. İşitme cihazınızı asla su veya başka sıvılara batırmayın.

Kullanım koşulları

(sadece MNB T)

Çalıştırma koşulları	Sıcaklık: +1 °C ile +40 °C (34 °F ile 104 °F) Nem: %5 ile %93 bağıl nem, yoğuşmasız Atmosfer basıncı: 700 hPa ile 1060 hPa arasında
Taşıma ve saklama koşulları	Sıcaklık ve nem, nakliye ve depolama sırasında uzun süreler için aşağıdaki sınırları aşmamalıdır: Taşıma: Sıcaklık: -25 °C ile +60 °C (-13 °F ile 140 °F) Nem: %5 ile %93 bağıl nem, yoğuşmasız Atmosfer basıncı: 700 hPa ile 1060 hPa arasında Saklama: Sıcaklık: -25 °C ile +60 °C (-13 °F ile 140 °F) Nem: %5 ile %93 bağıl nem, yoğuşmasız Atmosfer basıncı: 700 hPa ile 1060 hPa arasında

Kullanım koşulları

(sadece MNB T R)

Çalıştırma koşulları	Sıcaklık: +5 °C ile +40 °C (41 °F ile 104 °F) Nem: %5 ile %93 bağıl nem, yoğuşmasız Atmosfer basıncı: 700 hPa ile 1060 hPa arasında
Şarj koşulları	Sıcaklık: +5 °C ile +40 °C (41 °F ile 104 °F) Nem: %5 ile %93 bağıl nem, yoğuşmasız Atmosfer basıncı: 700 hPa ile 1060 hPa arasında
Taşıma ve saklama koşulları	Sıcaklık ve nem, nakliye ve depolama sırasında uzun süreler için aşağıdaki sınırları aşmamalıdır: Taşıma: Sıcaklık: -20 °C ile +60 °C (-4 °F ile 140 °F) Nem: %5 ile %93 bağıl nem, yoğuşmasız Atmosfer basıncı: 700 hPa ile 1060 hPa arasında Saklama: Sıcaklık: -20 °C ile +30 °C (-4 °F ile 86 °F) Nem: %5 ile %93 bağıl nem, yoğuşmasız Atmosfer basıncı: 700 hPa ile 1060 hPa arasında

Not

Şarj cihazının kullanım koşulları hakkında daha fazla bilgi için şarj cihazınızın kullanım kılavuzuna bakın.

Teknik bilgiler

İşitme cihazları aşağıdaki iki radyo teknolojisini içerir:

Bu işitme cihazları 3,84 MHz'de çalışan kısa menzilli manyetik indüksiyon teknolojisi ile çalışan radyo alıcı-vericisi içerir. Vericinin manyetik alan gücü oldukça zayıftır ve her zaman 15 nW değerinin altındadır (tipik olarak 10 metre mesafede -40 dB μ A/m, 33 ft. mesafede ($-12,20$ dB μ A/ft)).

İşitme cihazları ayrıca her ikisi de ISM bandı 2,4 GHz'de çalışan Bluetooth Low Energy teknolojisi ve tescilli bir kısa menzilli radyo teknolojisinin kullanıldığı bir radyo alıcı-vericisi içerir.

Radyo vericisi zayıftır ve her zaman 9 mW'nin altındadır ve toplam yayılma gücü 9,6 dBm'ye eşittir.

İşitme cihazlarınızı sadece kablosuz aktarıma izin verilen yerlerde kullanın.

İşitme cihazları, radyo vericileri, elektromanyetik uyumluluk ve insan maruziyetiyle ilgili uluslararası standartlara uygundur.

İşitme cihazı üzerindeki sınırlı kullanılabilir alan nedeniyle ilgili onay işaretlerinin çoğu bu kitapçıkta bulunabilir.

Daha fazla bilgi için: **Ürün Bilgileri Sayfası** www.bernafon.com

Üretici, bu işitme cihazının 2014/53/EU Direktifinin temel gereksinimleri ve ilgili diğer hükümleri ile uyumlu olduğunu beyan eder.

Bu tıbbi cihaz, Tıbbi Cihaz Yönetmeliği (EU) 2017/745 ile uyumludur.

Uygunluk Beyanı, genel merkezde mevcuttur.

Bernafon
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
Denmark
www.bernafon.com/doc

CE 0123



SBO Hearing A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
Danimarka



Elektronik ekipmanlara
ait atıklar yerel
düzenlemelere göre
işlenmelidir.



 **Bluetooth®**



Bu kitapçıkta kullanılan sembollerin ve kısaltmaların açıklaması



Uyarılar

Uyarı simgesi ile işaretlenen metin, cihaz kullanılmadan önce mutlaka okunmalıdır.



Üretici

Cihaz, adı ve adresi simgenin yanında belirtilen üretici tarafından üretilir. AB Yönetmeliği 2017/745'te belirtildiği gibi, tıbbi cihaz üreticisini gösterir.



CE işareti

Bu cihaz, gerekli tüm AB yönetmelikleri ve direktifleri ile uyumludur. Dört basamaklı sayı, onaylanmış kuruluşun kimliğini gösterir.



Elektronik atık (WEEE)

İşitme cihazlarını, aksesuarları veya bataryaları yerel yönetmeliklere göre geri dönüştürün.

İşitme cihazı kullanıcıları aynı zamanda, atık elektrikli ve elektronik cihazlarını imha edilmesi için işitme uzmanına geri verebilirler. Atık elektrikli ve elektronik cihazlar (WEEE) hakkındaki 2012/19/AB yönetmeliğinin kapsadığı elektronik cihazlar.



Mevzuata Uygunluk İşareti (RCM)

Bu cihaz, Avustralya veya Yeni Zelanda piyasası için sunulan cihazlar için elektriksel güvenlik, EMC ve radyo frekansı gereksinimlerini karşılamaktadır.

IP68

IP kodu






Su ve katı parçacıkların zararlı girişine karşı koruma sınıfını EN 60529'a uygun olarak belirtir. IP6X tümüyle toz korumasını belirtir. IPX8 suya sürekli olarak daldırılmaya karşı korumayı belirtir.



Bluetooth logosu

Bluetooth SIG, Inc.'nin tescilli markasıdır, lisanslı olarak kullanılması gerekir.

Bu kitapçıkta kullanılan sembollerin ve kısaltmaların açıklaması

	Made for Apple işaretleri Cihaz iPhone, iPad ve iPod touch ile uyumludur.
	Android işareti Cihazın Android ile uyumlu olduğunu gösterir.
	İşitme döngüsü Bu logo, işitme desteğinin evrensel simgesini içerir. "T" harfi ise bir işitme döngüsünün kurulu olduğunu ifade eder.
	Radyo Frekans (RF) vericisi İşitme cihazınız bir RF vericisi içerir.
GTIN	Global Ticari Ürün Numarası Tıbbi cihaz yazılımı dahil, tıbbi cihaz ürünlerini tanımlamak için kullanılan, global olarak benzersiz 14 haneli sayı. Bu kitapçıkta GTIN, tıbbi cihaz ürün yazılımıyla (FW) ilgilidir. Düzenleyici ambalaj etiketindeki GTIN, tıbbi cihaz donanımına ilişkindir.
	FW (Ürün Yazılımı) Cihazda kullanılan ürün yazılımı sürümü.

Etiketlerde kullanılan diğer simgelerin açıklaması



Kuru tutun

Tıbbi cihazın nemden korunması gerektiğini belirtir.



Katalog numarası

Üreticinin katalog numarasını belirtir, böylece tıbbi cihazın kimliği belirlenebilir.



Seri numarası

Üreticinin seri numarasını belirtir, böylece belirli bir tıbbi cihazın kimliği belirlenebilir.



Tıbbi Cihaz

Bu cihaz, bir tıbbi cihazdır.



Li-ion

Pil geri dönüşüm simgesi

Li-iyon pil geri dönüşüm simgesi.



Sıcaklık sınırı

Tıbbi cihazın güvenli bir şekilde maruz kalabileceği sıcaklık sınırlarını belirtir.



Nem sınırlaması

Tıbbi cihazın güvenli bir şekilde maruz kalabileceği nem aralığını belirtir.



Radio Frekans Tanımlaması

Üretim ve servis amacıyla, cihaza yapıştırılan pasif radyo-frekans tanımlama etiketinin bulunduğunu gösterir.



Tekil Cihaz Tanımlayıcısı

Tekil cihaz tanımlayıcı bilgilerini içeren bir taşıyıcıyı belirtir.

Uluslararası garanti

Cihazınız, üretici tarafından sunulan uluslararası garanti kapsamındadır. Bu uluslararası garanti sadece cihazın kendisinde bulunan üretim ve malzeme hatalarını kapsar, ancak pil, hortum, hoparlör, kulaklık, filtre vb. aksesuarları kapsamaz. Cihazın uygun olmayan/ yanlış kullanım ve bakımı, aşırı kullanımı, kazalar, yetkisiz servislerce onarılması, aşındırıcı koşullara maruz kalması, kulaktaki fiziksel değişimler, cihazın içine yabancı madde girişine bağlı hasar veya yanlış ayarlardan kaynaklanan sorunlar, uluslararası garanti kapsamının DIŞINDA olup, garantiyi geçersiz kılabilir. Yukarıdaki uluslararası garanti, cihazınızı satın aldığınız ülkedeki tüketici mallarının satışına ilişkin ulusal mevzuat kapsamında sahip olabileceğiniz yasal haklarınızı etkilemez. İşitme uzmanınız,

bu uluslararası garantinin şartlarını aşan bir garanti de sunmuş olabilir. Lütfen daha ayrıntılı bilgi için ona başvurun.

Servis gerektiğinde

Cihazınızı ufak sorun ve ayarlarını hemen çözebilecek olan işitme uzmanınıza götürün. İşitme uzmanınız, sunduğu hizmetler için ücret talebinde bulunabilir.

Garanti

Sertifika

Kullanıcının adı: _____

İşitme uzmanı: _____

İşitme uzmanının adresi: _____

İşitme uzmanının telefonu: _____

Satın alma tarihi: _____

Garanti süresi: _____ Ay: _____

Model sol: _____ Seri no: _____

Model sağ: _____ Seri no: _____

Kişisel işitme cihazı ayarlarınız

İşitme uzmanınız tarafından doldurulmalıdır.

Tinnitus SoundSupport: Kullanım sınırlaması

<input type="checkbox"/> Kullanım sınırlaması yoktur			
	Program	Başlangıç ses seviyesi (Tinnitus)	Maks. ses seviyesi (Tinnitus)
<input type="checkbox"/>	1	Günde maks. _____ saat	Günde maks. _____ saat
<input type="checkbox"/>	2	Günde maks. _____ saat	Günde maks. _____ saat
<input type="checkbox"/>	3	Günde maks. _____ saat	Günde maks. _____ saat
<input type="checkbox"/>	4	Günde maks. _____ saat	Günde maks. _____ saat

İşitme cihazınız için Tinnitus SoundSupport ayarlarına genel bakış

Sol		Sağ	
<input type="checkbox"/> Evet	<input type="checkbox"/> Hayır	Tinnitus SoundSupport	<input type="checkbox"/> Evet <input type="checkbox"/> Hayır

A) Her bir kulakta Tinnitus SoundSupport'un ses seviyesini ayrı olarak değiştir

Ses seviyesini (sadece işitme cihazların birinde) **yükseltmek** için ses seviyesi istediğiniz seviyeye gelene kadar, basma düğmesine art arda kısa süreli basın. İki sinyal sesi duyulana kadar ses seviyesi her zaman ilk basış(lar)a göre daha yüksek olacaktır. Bundan sonra ses seviyesi düşecektir.

Ses seviyesini(sadece işitme cihazın birinde) **azaltmak** için ses seviyesi istediğiniz seviyeye gelene kadar, basma düğmesine art arda basmaya devam edin.

B) Her iki kulakta Tinnitus SoundSupport'un ses seviyesini de aynı anda değiştir

İşitme cihazın birini ses seviyesini **yükseltmek** ve diğerini de ses seviyesini **azaltmak** için kullanabilirsiniz

Ses seviyesini **yükseltmek** için SAĞ işitme cihazı üzerindeki basma düğmesine art arda kısa süreli basın.

Ses seviyesini **azaltmak** için SOL işitme cihazı üzerindeki basma düğmesine art arda kısa süreli basın.

İşitme cihazınızın genel ayarlarına genel bakış

Sol		Sağ
<input type="checkbox"/> Evet <input type="checkbox"/> Hayır		<input type="checkbox"/> Evet <input type="checkbox"/> Hayır
<input type="checkbox"/> Kısa basın	Programı değiştir	<input type="checkbox"/> Kısa basın
<input type="checkbox"/> Uzun basın		<input type="checkbox"/> Uzun basın
<input type="checkbox"/> Evet <input type="checkbox"/> Hayır	Ses seviyesini değiştir	<input type="checkbox"/> Evet <input type="checkbox"/> Hayır
<input type="checkbox"/> Evet <input type="checkbox"/> Hayır	Sessize alma (sadece MNB T)	<input type="checkbox"/> Evet <input type="checkbox"/> Hayır
Ses kontrol göstergeleri		
<input type="checkbox"/> Açık <input type="checkbox"/> Kapalı	Min./maks. ses seviyesi uyarı sesleri	<input type="checkbox"/> Açık <input type="checkbox"/> Kapalı
<input type="checkbox"/> Açık <input type="checkbox"/> Kapalı	Ses seviyesi değişikliklerinde sinyal sesi	<input type="checkbox"/> Açık <input type="checkbox"/> Kapalı
<input type="checkbox"/> Açık <input type="checkbox"/> Kapalı	Açılış ses seviyesinde sinyal sesi	<input type="checkbox"/> Açık <input type="checkbox"/> Kapalı
Pil göstergeleri		
<input type="checkbox"/> Açık <input type="checkbox"/> Kapalı	Pil zayıf uyarısı	<input type="checkbox"/> Açık <input type="checkbox"/> Kapalı

İşitme uzmanınız tarafından doldurulmalıdır.

Ses ve LED ışık göstergeleri

Farklı sesler ve LED ışıklar işitme cihazın durumunu gösterir. İlerleyen sayfalarda farklı göstergeler listelenmiştir. Şarj cihazınızdaki ışık göstergeleri için, şarj cihazının kullanım kılavuzuna bakın.







İşitme uzmanınız ses ve LED ışık göstergelerini tercihlerinize göre ayarlayabilir.



Program	<input type="checkbox"/> Ses	<input type="checkbox"/> LED*	Ne zaman kullanılmalı
1	1 ton sesi	○	
2	2 ton sesi	○ ○	
3	3 ton sesi	○ ○ ○	
4	4 ton sesi	○ ○ ○ ○	



○ YEŞİL renkte kısa yanıp sönme

* Sürekli yanan LED ışık veya kısa aralıklarla üç defa arka arkaya yanıp söner.

Devamı arka sayfada

AÇ/KAPAT	Ses	LED	LED yorumları
AÇIK	<input type="checkbox"/> Müzik sesi	<input type="checkbox"/> 	Bir defa göster
KAPALI (sadece MNB T R)	<input type="checkbox"/> Azalan 4 ton sesi	<input type="checkbox"/> 	
Ses seviyesi	Ses	LED ışığı	
Açılış ses seviyesi	<input type="checkbox"/> 2 sinyal sesi	<input type="checkbox"/> 	
Minimum/maksimum ses seviyesi	<input type="checkbox"/> 3 sinyal sesi	<input type="checkbox"/> 	
Sesi yükselt/azalt	<input type="checkbox"/> 1 sinyal sesi	<input type="checkbox"/> 	
Sessiz konum		<input type="checkbox"/> 	Sürekli veya arka arkaya üç defa

 YEŞİL renkte uzun yanıp sönme  YEŞİL renkte kısa yanıp sönme

 TURUNCU renkte uzun yanıp sönme  TURUNCU renkte kısa yanıp sönme

Aksesuarlar	<input type="checkbox"/> Ses	<input type="checkbox"/> LED	LED yorumları
TV-A	2 farklı ton sesi		Sürekli veya arka arkaya üç defa
EduMic	2 farklı ton sesi		
SoundClip-A	2 farklı ton sesi		
Uçak modu	<input type="checkbox"/> Ses	<input type="checkbox"/> LED	
Uçak modu etkin (sadece MNB T R)	4 azalan ton sesi + kısa müzik sesi		Sadece üç defa tekrarlama seçildiğinde kullanılabilir
Uçak modu devre dışı (sadece MNB T R)	4 azalan ton sesi + kısa müzik sesi		
Uçak modu etkin (sadece MNB T)	Kısa müzik sesi		Sürekli veya arka arkaya üç defa
Uçak modu devre dışı (sadece MNB T)	Kısa müzik sesi		Sadece üç defa tekrarlama seçildiğinde kullanılabilir



YEŞİL renkte uzun yanıp sönme YEŞİL renkte kısa yanıp sönme

TURUNCU renkte kısa yanıp sönme

Devamı arka sayfada

Uyarılar	Ses	LED	LED yorumları
Düşük pil seviyesi	<input type="checkbox"/> 3 farklı ton sesi	<input type="checkbox"/> ● ● ● ● ● ● ● ●	Sürekli yanıp söner
	<input type="checkbox"/> Konuşma bildirimleri		
Pil tükendi	Azalan 4 ton sesi		
Mikrofon servis kontrolü gerekli	Arka arkaya 4 defa 8 uyarı sesi	<input type="checkbox"/> ●● ●● ●● ●●	Arka arkaya dört defa
İşitme cihazı şarj cihazına yerleştirildiğinde, işitme cihazı LED ışığı AÇIK durumda geçmiyor (sadece MNB T R)		KAPALI	Sorun Giderme bölümüne bakın

267205TR / 2023.03.23 / v1

<p>İşitme cihazı şarj cihazına yerleştirildiğinde, işitme cihazı LED ışığı TURUNCU renkte yanıp sönüyor (sadece MNB T R)</p>			<p>Sürekli yanıp sönüyor. Sorun Giderme bölümüne bakın.</p>
<p>İşitme cihazı şarj cihazına yerleştirildiğinde, işitme cihazı LED ışığı YEŞİL renkte yanıp sönüyor (sadece MNB T R)</p>			<p>Sürekli yanıp sönüyor. Sorun Giderme bölümüne bakın.</p>

-  YEŞİL renkte kısa yanıp sönme  TURUNCU renkte uzun yanıp sönme
 TURUNCU renkte kısa yanıp sönme



0000267205000001

bernafon 

Your hearing • Our passion