

DATENBLATT

Bernafon Ladestation Plus miniRITE

Die Ladestation ist für Encanta miniRITE (MNR) Hörgeräte konzipiert. Sie ermöglicht eine schnelle Aufladung über Kontakte, so dass die Hörgeräte innerhalb von 2 Stunden vollständig aufgeladen sind. Die Ladestation Plus hat eine integrierte Powerbank.

Technische Merkmale

- Kontaktaufladung
- Integrierte Powerbank
- Drei vollständige Ladungen der Hörgeräte mithilfe der Powerbank
- Intelligentes Design zum Schutz der Hörgeräte während des Transports
- GummifüÙe für einen sicheren Stand
- Magnetverbindung – für ein sicheres Platzieren der Hörgeräte beim Laden
- Für unterschiedliche Hörer und Ohrstücke geeignet

Weitere Informationen zur Kompatibilität erhalten Sie unter www.bernafon.com/charger-compatibility



Betriebsbedingungen

Temperatur: +5 °C bis +40 °C (+41 °F bis +104 °F)
Luftfeuchtigkeit: 5 bis 93 % relative
Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend
Luftdruck: 700 hPa bis 1060 hPa

Transport- und Lagerbedingungen

Temperatur und Luftfeuchtigkeit sollten die genannten Grenzwerte über einen längeren Zeitraum bei Transport und Lagerung nicht überschreiten.

Transport

Temperatur: -25 °C bis +70 °C (-13 °F bis 158 °F)
Luftfeuchtigkeit: 5 bis 93 % relative
Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend
Luftdruck: 700 hPa bis 1060 hPa

Lagerung

Temperatur: -25 °C bis +70 °C (-13 °F bis 158 °F)
Luftfeuchtigkeit: 5 bis 93 % relative
Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend
Luftdruck: 700 hPa bis 1060 hPa

TECHNISCHE DATEN

272053DE / 2023.11.30 / V1

Name	Bernafon Ladestation Plus miniRITE (MNR)
Abmessungen	H 68,6 mm / B 81,9 mm / T 47,5 mm
Gewicht	110 g
Farbe	Schwarz
Kabel	USB-A zu USB-C Abnehmbares Kabel, Länge 150 cm
Statusanzeige	3 LEDs zur Statusanzeige von 0 bis 100 % LED an der Ladestation bei Verbindung mit einer Stromquelle: Zeigt den Ladestatus der Powerbank an. LED an der Ladestation ohne Stromanschluss: Zeigt den Akkustand der Powerbank an. LED an den Hörgeräten während des Ladevorgangs: Zeigt den Ladestatus an.
Ladedauer der Hörgeräte	Max. 2 Stunden, abhängig vom Anfangszustand des Akkus Temperatur: +15 °C bis +35 °C (+59 °F bis +95 °F) Max. 6 Stunden, abhängig vom Anfangszustand des Akkus Temperatur: +5 °C bis +15 °C und +35 °C bis +40 °C (+41 °F bis +59 °F und +95 °F bis +104 °F)
Ladedauer des Powerbank-Akkus	Max. 4 Stunden, abhängig vom Anfangszustand des Akkus Temperatur: +15 °C bis +35 °C (+59 °F bis +95 °F)
Netzteil im Lieferumfang enthalten	AC-Adapter beiliegend
Eingangsspannung der Ladestation	5 V DC
Eingangsstrom der Ladestation	< 0,5 A
Mit externen Geräten verbunden	Bei Verbindung des Geräts mit dem beiliegenden AC-Adapter muss dieses Gerät die IEC 62368-1 oder vergleichbare Sicherheitsstandards erfüllen.
Eingangsspannung des AC-Adapters	100–240 V AC
Eingangsfrequenz des AC-Adapters	50–60 Hz
Ausgangsspannung des AC-Adapters	5 V DC
Ausgangsstrom des AC-Adapters	1 A



SBO Hearing A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
Dänemark

www.bernafon.de

Bernafon is part of the Demant Group.

