

TEKNISKE DATA

Bernafon Charger miniRITE

Opladeren er designet til Encanta miniRITE (MNR) høreapparater. Den bruger kontaktopladning. Høreapparaterne lades fuldt op på to timer.

Tekniske funktioner

- Kontaktopladning
- Magnetisk tilslutning – sikrer korrekt placering af høreapparaterne
- Designet til at rumme forskellige længder på speakere og typer af tipper og ørepropper
- Gummifødder sikrer stabilitet

Du kan finde information om kompatibilitet på www.bernafon.dk/charger-compatibility



Driftsforhold
Temperatur: +5 °C til +40 °C
Relativ fugtighed: 5 % til 93 %,
ikke-kondenserende
Atmosfærisk tryk: 700 hPa til 1060 hPa

Transport- og opbevaringsforhold
Temperatur og luftfugtighed må ikke overstige de anførte grænseværdier i længere perioder i forbindelse med transport og opbevaring.

Transport
Temperatur: -25 °C til +70 °C
Relativ fugtighed: 5 % til 93 %,
ikke-kondenserende
Atmosfærisk tryk: 700 hPa til 1060 hPa

Opbevaring
Temperatur: -25 °C til +70 °C
Relativ fugtighed: 5 % til 93 %,
ikke-kondenserende
Atmosfærisk tryk: 700 hPa til 1060 hPa

TEKNISKE DATA

Navn	Bernafon Charger MNR
Dimensioner	H 57,5 mm / B 70,4 mm / D 44,5 mm
Vægt	92 g
Farve	Sort
Strømkabel	USB-A til USB-C Aftageligt kabel, længde 150 cm
Statusindikator	LED på opladeren: Angiver opladerens tænd/sluk-status LED på høreapparaterne under opladning: Angiver høreapparaternes opladningsstatus
Høreapparaternes opladningstid	Maks. 2 timers opladning afhængig af batteriets indledende tilstand Temperatur: +15 °C til +35 °C Maks. 6 timers opladning afhængig af batteriets indledende tilstand Temperatur: +5 °C til +15 °C og +35 °C til +40 °C
Medfølgende strømforsyning	Medfølgende AC-omformer
Opladers indgangsspænding	5 V DC
Opladers indgangsstrøm	< 0,1 A (opladning af to høreapparater) < 5 mA standby (ingen høreapparater isat)
Forbundet til eksternt udstyr	Når dette udstyr er tilsluttet den medfølgende AC-omformer, overholder det IEC 62368-1 eller tilsvarende sikkerhedsstandarder.
AC-omformers indgangsspænding	100-240 V AC
AC-omformers indgangsfrekvens	50-60 Hz
AC-omformers udgangsspænding	5 V DC
AC-omformers udgangsstrøm	1 A

