

## FICHA TÉCNICA

# Cargador Plus miniRITE

El cargador está diseñado para los audífonos Encanta miniRITE (MNR). Funciona mediante carga por contacto. El cargador ofrece una carga rápida. Los audífonos se cargan completamente en dos horas. Cuenta con una batería portátil integrada.

### Características técnicas

---

- Carga por contacto
- Contiene una batería portátil
- La batería portátil permite tres cargas completas de los audífonos.
- Diseñado para proteger los audífonos durante el transporte
- Soportes de goma para mayor estabilidad
- Conexión magnética - garantiza la colocación correcta de los audífonos para su carga
- Permite acomodar diferentes longitudes de auriculares y tipos de conos



Para obtener información sobre la compatibilidad, visita [www.bernafon.com/charger-compatibility](http://www.bernafon.com/charger-compatibility)

**Condiciones de funcionamiento**  
Temperatura: +5° C a +40° C (+41° F a +104° F)  
Humedad: 5 % a 93 % de humedad relativa, sin condensación  
Presión atmosférica: 700 hPa a 1060 hPa

**Condiciones de transporte y almacenamiento**  
La temperatura y la humedad no deben superar los límites indicados durante períodos largos de transporte y almacenamiento.

**Transporte**  
Temperatura: -25° C a +70° C (-13° F a 158° F)  
Humedad: 5 % a 93 % de humedad relativa, sin condensación  
Presión atmosférica: 700 hPa a 1060 hPa

**Almacenamiento**  
Temperatura: -25° C a +70° C (-13° F a 158° F)  
Humedad: 5 % a 93 % de humedad relativa, sin condensación  
Presión atmosférica: 700 hPa a 1060 hPa

# FICHA TÉCNICA

Nombre	Cargador Plus MNR
Dimensiones	Al 68,6 mm / An 81,9 mm / D 47,5 mm
Peso	110 g
Color	Negro
Cable de alimentación	USB-A a USB-C Cable extraíble, longitud 150 cm
Indicador de estado	3 LED que indican el estado de 0 a 100 % Luz LED en el cargador cuando está conectado a una fuente de alimentación: Indica el estado de carga del cargador portátil. Luz LED en el cargador cuando se desconecta de una fuente de alimentación: Indica el nivel de batería del cargador portátil. Luz LED en los audífonos durante la carga: Indica el estado de carga
Tiempo de carga de los audífonos	Máximo 2 horas dependiendo del estado inicial de la batería Temperatura: +15° C a +35° C (de +59° F a +95° F) Máximo 6 horas dependiendo del estado inicial de la batería Temperatura: +5° C a +15° C y +35° C a +40° C (+41° F a +59° F y +95° F a +104° F)
Tiempo de carga de la batería del cargador Plus.	Máximo 4 horas de carga dependiendo del estado inicial de la batería Temperatura: +15° C a +35° C (de +59° F a +95° F)
Fuente de alimentación incluida	Adaptador CC incluido
Tensión de entrada del cargador	5 V DC
Corriente de entrada del cargador	< 0,5 A
Conexión con equipo externo	Cuando se conecta al adaptador CC incluido, este equipo cumple con IEC 62368-1 o con estándares de seguridad equivalentes.
Tensión de entrada del adaptador CC	100-240 V CC
Frecuencia de entrada del adaptador CC	50-60 Hz
Tensión de salida del adaptador CC	5 V DC
Corriente de salida del adaptador CC	1 A