

Fiche technique

Adaptateur TV 3.0

Un système entièrement intégré

L'adaptateur TV se connecte directement aux aides auditives de l'utilisateur, permettant une utilisation quotidienne très simple.

Simplicité d'utilisation

L'adaptateur TV a été développé et testé en tenant compte des souhaits et retours des utilisateurs d'aides auditives afin d'optimiser la simplicité d'utilisation.

Sources audio numériques

L'adaptateur TV prend en charge le son numérique dans deux formats très répandus : la stéréo numérique (PCM) et Dolby Digital®. Cela permet aux utilisateurs de profiter du son provenant des systèmes de home cinéma et des téléviseurs à écran plat.

MultiConnect

L'adaptateur TV peut être connecté en même temps à un nombre illimité d'aides auditives, ce qui permet à plusieurs utilisateurs de partager la même expérience.

Appairage aisé

Lorsque les aides auditives sont en mode appairage et placées à 30 cm de l'adaptateur TV, il s'appaire et se connecte automatiquement à celles-ci.

Plus d'informations

Veillez consulter www.oticon.fr/connectivity pour obtenir plus d'informations sur l'adaptateur TV.



L'adaptateur TV 3.0 permet aux utilisateurs d'aides auditives Oticon de profiter du son stéréo d'un téléviseur, d'un système de home cinéma, d'une radio ou d'une autre source audio, au volume de leur choix, diffusé directement dans leurs aides auditives. L'adaptateur TV 3.0 prend en charge toute une gamme de connexions, notamment la stéréo numérique et Dolby® Digital par le biais d'un TOSLINK optique.

La boîte de l'adaptateur TV contient :

- Mode d'emploi
- Alimentation électrique
- Adaptateur TV - noir
- Câble optique TOSLINK 2,0 mètres
- Cordon stéréo RCA - RCA
- Adaptateur mini-jack 3,5 mm - RCA



Données techniques

Modèle	TVA3
FCC ID IC	2ACAHTVA3 11936A-TVA3
Conditions de fonctionnement	Température : +5°C à +40 °C Humidité : 15% à 93 %, sans condensation Pression atmosphérique : 700 hPa à 1 060 hPa
Conditions de stockage et de transport	La température et l'humidité ne doivent pas excéder les limites ci-dessous pendant des périodes prolongées lors du transport et du stockage : Température : -25 °C à +70 °C Humidité : 15% à 93%, sans condensation Pression atmosphérique : 700 hPa à 1 060 hPa
Dimensions	124 x 80 x 21 mm ; poids 107 g.
Fonctions du système	Appairage automatique : l'adaptateur TV s'appaire automatiquement avec les aides auditives en mode appairage. AutoStream : l'adaptateur TV démarre automatiquement le streaming audio lorsqu'un signal audio valide est détecté. MultiConnect : l'adaptateur TV peut se connecter à un nombre illimité d'aides auditives.
Compatibilité	L'adaptateur TV est compatible avec toutes les versions des aides auditives Oticon dotées de la technologie 2,4 GHz
Connecteurs d'entrée (format)	Mini-jack 3,5 mm (D+G) (y compris cordons et adaptateurs) PÉRITEL (D+G) (PÉRITEL proposée par Oticon en accessoire séparé, câble RCA inclus) RCA (D+G) Stéréo numérique TOSLINK (PCM)/Dolby® Digital
Sortie	TOSLINK (sortie en mémoire tampon de l'entrée TOSLINK)
Portée	Jusqu'à 15 mètres (champ de vision dégagé de l'adaptateur TV aux aides auditives)
Entrées audio (format)	Entrée analogique stéréo (RCA) Stéréo/PCM (TOSLINK) Dolby® Digital (TOSLINK)
Latence (l'entrée de l'adaptateur TV à l'écouteur de l'aide auditive)	Analogique : 25 ms Numérique : 28 ms Dolby® Digital : 45 ms
Sensibilité d'entrée de ligne	6 dB Vrms (analogique), impédance : 10 KΩ
Bande passante audio	10 KHz/stéréo de l'entrée aux aides auditives
Réglage automatique dynamique	AGC (entrées analogiques) (ligne à environ 0 dB 5 secondes)
Voyants d'état	LED de fonctionnement et d'état sur le devant
Couleurs	Black
Fréquence	Sans licence 2,4 GHz (bande ISM)
Émissions	Max 17 dBm EIRP. Conformément à toutes les normes pertinentes
Consommation électrique	Veille, sans transmission du son : 0,8 W Transmission du son : 1,5 W

Durée de disponibilité garantie des pièces détachées :

5 ans après la date d'achat. Décret 2014-1482 / Article L111-3 du code de la consommation.

Prodition S.A.S., Parc des Barbanniers, 3 allée des Barbanniers,
92635 GENNEVILLIERS CEDEX - SIREN 301 689 790 R.C.S. NANTERRE