

## TEKNISET TIEDOT

# Bernafon-latauslaite miniRITE

Tämä latauslaite on suunniteltu Encanta miniRITE (MNR) -kuulokojeille. Siinä on kosketuslataus, joka lataa nopeasti. Kuulokojeet latautuvat täyteen 2 tunnissa.

### Tekniset ominaisuudet

- Kosketuslataus
- Magneettiliitäntä – varmistaa, että kuulokojeet asettuvat oikein latausta varten
- Suunniteltu eri pituisia kuulokkeita ja eri tyyppisiä korvakappaleita varten
- Kumiset liukuesteet pohjassa

Lisätietoa yhteensopivuudesta löytyy osoitteesta [www.bernafon.com/charger-compatibility](http://www.bernafon.com/charger-compatibility)



#### Käyttöolosuhteet

Lämpötila: +5 °C – +40 °C (41 °F – 104 °F)  
Kosteus: Suhteellinen kosteus 5 % – 93 %,  
tiivistymätön  
Ilmanpaine: 700 hPa – 1060 hPa

#### Kuljetus- ja varastointiolosuhteet

Lämpötila ja kosteus eivät saa ylittää mainittuja arvoja pitkiksi ajoiksi kuljetuksen ja varastoinnin aikana:

#### Kuljetus

Lämpötila: -25 °C – +70 °C (-13 °F – 158 °F)  
Kosteus: Suhteellinen kosteus 5 % – 93 %,  
tiivistymätön  
Ilmanpaine: 700 hPa – 1060 hPa

#### Varastointi

Lämpötila: -25 °C – +70 °C (-13 °F – 158 °F)  
Kosteus: Suhteellinen kosteus 5 % – 93 %,  
tiivistymätön  
Ilmanpaine: 700 hPa – 1060 hPa

## TEKNISET TIEDOT

Nimi	Bernafon MNR -latauslaite
Mitat	K 57,5 mm / L 70,4 mm / S 44,5 mm
Paino	92 g
Väri	Musta
Virtakaapeli	USB-A – USB-C Irrotettava kaapeli, pituus 150 cm
Tilan ilmaisin	Latauslaitteen LED-valo: ilmaisee, onko laite päällä vai pois päältä Kuulokojeen LED-valo ladatessa: ilmaisee lataustilan
Kuulokojeiden latausaika	Enintään 2 tuntia riippuen akun lähtötilanteesta Lämpötila: +15 °C – +35 °C (+59 °F – +95 °F) Enintään 6 tuntia riippuen akun lähtötilanteesta Lämpötila: +5 °C – +15 °C ja +35 °C – +40 °C (+41 °F – +59 °F ja +95 °F – +104 °F)
Mukana toimitettava virtalähde	Mukana tuleva AC-sovitin
Latauslaitteen tulojännite	5 V DC
Latauslaitteen tulovirta	< 0,1 A (kahta kuulokojetta ladattaessa) < 5 mA valmiustilassa (ilman kuulokojeita)
KytKentä ulkoisiin laitteisiin	Tämä laite on IEC 62368-1:n tai vastaavien turvallisuusstandardien mukainen, kun se on kytketty mukana tulevaan AC-sovittimeen.
AC-sovittimen tulojännite	100–240 V AC
AC-sovittimen tulotaajuus	50–60 Hz
AC-sovittimen lähtöjännite	5 V DC
AC-sovittimen lähtövirta	1 A