

TECHNISCHE GEGEVENS

Bernafon Charger miniRITE

De oplader is ontworpen voor Encanta miniRITE (MNR)-hoortoestellen. Er kan draadloos mee worden opgeladen. De oplader maakt sneller opladen mogelijk: hoortoestellen worden in 2 uur volledig opgeladen.

Technische eigenschappen

- Draadloos opladen
- Magnetische koppeling – zorgt voor een correcte plaatsing van de hoortoestellen bij het opladen
- Ontworpen voor verschillende lengten luidsprekers en soorten oorstukjes
- Rubberen voetjes voor stabiliteit



Voor informatie over compatibiliteit kunt u terecht op www.bernafon.nl/charger-compatibility

Gebruiksomstandigheden

Temperatuur: +5°C tot +40°C
Vochtigheid: 5% tot 93% relatieve luchtvochtigheid, niet-condenserend
Atmosferische druk: 700 hPa tot 1060 hPa

Transport- en opslagomstandigheden

De temperatuur en luchtvochtigheid mogen tijdens transport en opslag niet voor een langere periode boven de vermelde limieten uitkomen:

Transport

Temperatuur: -25°C tot +70°C
Vochtigheid: 5% tot 93% relatieve luchtvochtigheid, niet-condenserend
Atmosferische druk: 700 hPa tot 1060 hPa

Opslag

Temperatuur: -25°C tot +70°C
Vochtigheid: 5% tot 93% relatieve luchtvochtigheid, niet-condenserend
Atmosferische druk: 700 hPa tot 1060 hPa

TECHNISCHE GEGEVENS

Naam	Bernafon Charger MNR
Afmetingen	H 57,5 mm / B 70,4 mm / D 44,5 mm
Gewicht	92 g
Kleur	Zwart
Voedingskabel	USB-A naar USB-C Afnembare kabel, lengte 150 cm
Statusindicator	LED-lampje op oplader: geeft status oplader AAN/UIT aan LED-lampje op het hoortoestel bij opladen: geeft de oplaadmodus aan
Oplaadtijd van hoortoestellen	Maximaal 2 uur opladen, afhankelijk van de beginstatus van de batterij Temperatuur: +15°C tot +35°C Maximaal 6 uur opladen, afhankelijk van de beginstatus van de batterij Temperatuur: +5°C tot +15°C en +35°C tot +40°C
Meegeleverde voedingsaansluiting	Meegeleverde netadapter
Ingangsspanning van oplader	5 V DC
Ingangsstroom oplader	< 0,1 A (opladen van twee hoortoestellen) < 5 mA stand-by (geen hoortoestellen geplaatst)
Aangesloten op externe apparatuur	Wanneer deze apparatuur wordt aangesloten op de meegeleverde netadapter, voldoet deze aan IEC 62368-1 of gelijkwaardige veiligheidsnormen.
Ingangsspanning van netadapter	100-240 V AC
Ingangsfrequentie van de netadapter	50-60 Hz
Uitgangsspanning van netadapter	5 V DC
Uitgangsstroom netadapter	1 A

