

TEKNİK VERİLER

Bernafon Charger miniRITE

Bu şarj cihazı, Encanta miniRITE (MNR) işitme cihazları için tasarlanmıştır. Temaslı şarj özelliğini kullanır. Bu şarj cihazı daha hızlı şarj olanağı sağlar: İşitme cihazları 2 saatte tamamen şarj olur.

Teknik özellikler

- Temaslı şarj
- Manyetik bağlantı – şarj için işitme cihazlarının doğru yerleştirilmesini sağlar
- Farklı hoparlör uzunluklarına ve kulaklık türlerine uyacak şekilde tasarlanmıştır
- Dengeli ve sabit bir duruş için lastik ayaklar

Uyumluluk hakkında bilgi için lütfen ziyaret edin: www.bernafon.com/charger-compatibility



Çalışma koşulları

Sıcaklık: +5°C ile +40°C (41°F ile 104°F)
Nem: %5 ile %93 bağıl nem, yoğuşmasız
Atmosfer basıncı: 700 hPa ile 1060 hPa

Taşıma ve saklama koşulları

Sıcaklık ve nem, nakliye ve depolama sırasında uzun süreler için belirtilen sınırları aşmamalıdır.

Taşıma

Sıcaklık: -25°C ile +70°C (-13 °F ile 158°F)
Nem: %5 ile %93 bağıl nem, yoğuşmasız
Atmosfer basıncı: 700 hPa ile 1060 hPa

Saklama

Sıcaklık: -25°C ile +70°C (-13°F ile 158°F)
Nem: %5 ile %93 bağıl nem, yoğuşmasız
Atmosfer basıncı: 700 hPa ile 1060 hPa

TEKNİK VERİLER

Ürün adı	Bernafon Charger MNR
Boyutlar	Y 57,5 mm / G 70,4 mm / D 44,5 mm
Ağırlık	92 g
Renk	Siyah
Güç kablosu	USB-A - USB-C Çıkarılabilir kablo, uzunluk 150 cm
Durum göstergesi	Şarj cihazı üzerindeki LED ışık: Şarj cihazı AÇIK/KAPALI durumunu gösterir Şarj olurken işitme cihazı üzerindeki LED ışık: Şarj modunu gösterir
İşitme cihazlarının şarj süreleri	Pilin başlangıç durumuna göre maks. 2 saat şarj Sıcaklık: +15 °C ile +35 °C (+59 °F ile +95 °F) Pilin başlangıç durumuna göre maks. 6 saat şarj Sıcaklık: +5°C ile +15°C ve +35°C ile +40°C (+41°F ile +59°F ve +95°F ile +104°F)
Sağlanan güç kaynağı ünitesi	Ürüne dahil AC adaptörü
Şarj cihazı giriş voltajı	5 V DC
Şarj cihazı giriş akımı	< 0,1 A (iki işitme cihazı şarj ederken) < 5 mA bekleme durumunda (işitme cihazı takılı değilken)
Harici ekipmana bağlanır	Ürüne dahil AC adaptörüne bağlandığında, bu ekipmanın IEC 62368-1 veya eşdeğer güvenlik standartlarına uygundur.
AC adaptörü giriş voltajı	100-240 V AC
AC adaptörü giriş frekansı	50-60 Hz
AC adaptörü çıkış voltajı	5 V DC
AC adaptörü çıkış akımı	1 A