

## Compatibilité entre les gammes et les chargeurs Bernafon



Chargeur Plus  
miniRITE



Chargeur  
miniRITE



Chargeur  
miniRITE T R



Chargeur Plus  
miniBTE T R



Chargeur  
miniRITE T R



Chargeur  
miniBTE T R

Encanta	•	•	–	–	–	–
Alpha XT	–	–	•	•	•	•
Alpha	–	–	•	•	•	•
Viron	–	–	–	–	•	–
CROS	–	–	•	–	•	–