

Teknik veri sayfası

TV Adaptörü 3.0

Tam entegre bir sistem

TV Adaptörü doğrudan kullanıcının işitme cihazlarına bağlanarak, zahmetsizce günlük kullanım olanağı sunar.

Kullanım Kolaylığı

TV Adaptörü, en ideal kullanım kolaylığını sunmak için işitme cihazı kullanıcıları düşünülerek geliştirilmiş ve zorlu testlere tabi tutulmuştur.

Dijital ses kaynakları

TV Adaptörü, yaygın olarak kullanılan iki dijital ses biçimini destekler: Dijital Stereo (PCM) ve Dolby® Digital. Bu, ev sinema sistemlerinden ve düz panel TV'lerden iletilerek sağlanan sesteki kullanıcıların yararlanma fırsatlarını artırır.

MultiConnect

TV Adaptörü aynı anda sınırsız sayıda işitme cihazına bağlanabilmesi sayesinde, birden fazla kullanıcının aynı deneyimi paylaşmasına olanak sağlar.

Kolay eşleştirme

İşitme cihazları TV Adaptöründen 30 cm mesafedeyken eşleştirme moduna alındığında, TV Adaptörü otomatik olarak işitme cihazları ile eşleşerek bu cihazlara bağlanacaktır.

Ayrıntılı bilgiler

TV Adaptörü hakkında daha fazla bilgi için www.oticon.global/connectivity adresini ziyaret edin.



TV Adaptörü 3.0, Oticon işitme cihazı kullanıcılarının TV, ev eğlence sistemi, radyo veya diğer ses kaynaklarından doğrudan işitme cihazlarına aktarılan stereo sesin, istedikleri ses seviyesinde keyfini sürmelerine olanak sağlar. TV Adaptörü 3.0, optik TOSLINK aracılığıyla Dijital Stereo ve Dolby® Digital de dahil, çeşitli bağlantı seçeneklerini destekler.

TV Adaptörü kutusunda bulunanlar:

- Kullanım kılavuzu
- Güç kaynağı
- TV Adaptörü - siyah
- TOSLINK optik kablosu, 2,0 metre
- RCA'dan RCA'ya stereo kablo
- Mini jak 3,5 mm - RCA dönüştürücü



Teknik veriler

Model	TVA3
FCC ID IC	2ACAHTVA3 11936A-TVA3
Çalıştırma koşulları	Sıcaklık: +5°C ile +40°C Nem: %15 ile %93, yoğunlaşmamış Atmosfer basıncı: 700 hPa ile 1060 hPa
Saklama ve taşıma koşulları	Sıcaklık ve nem, uzun süreli taşıma ve saklama sırasında aşağıdaki sınırları aşmamalıdır: Sıcaklık: -25°C ile +70°C Nem: %15 ile 93, yoğunlaşmamış Atmosfer basıncı: 700 hPa ile 1060 hPa
Boyutlar	124 x 80 x 21 mm; ağırlığı 107 g.
Sistem özellikleri	Otomatik eşleşme: TV Adaptörü, eşleşme modunda olan işitme cihazları ile otomatik olarak eşleşir. AutoStream: TV Adaptörü, geçerli bir ses sinyali bulunduğunda otomatik olarak ses iletmeye başlar. MultiConnect: TV Adaptörü, sınırsız sayıda işitme cihazına bağlanabilir.
Uyumluluk	TV Adaptörü, 2,4GHz radyo teknolojisine sahip tüm Oticon işitme cihazı versiyonları ile çalışır
Giriş konektörleri/biçimi	Mini jak 3,5 mm (L+R) (içeriğindeki kablo ve dönüştürücüyü kullanır) SCART (L+R) (Oticon tarafından yedek aksesuar olarak önerilen SCART, RCA kablosu dahildir) RCA (L+R) TOSLINK Digital Stereo (PCM)/Dolby® Digital
Çıkış	TOSLINK (TOSLINK girişinin tamponlu çıkışı)
Aralık	15 metreye kadar (TV Adaptöründen işitme cihazlarına engelsiz görüş alanında)
Ses girişleri (biçim)	Stereo analog giriş (RCA) Stereo/PCM (TOSLINK) Dolby® Digital (TOSLINK)
Gecikme (TV Adaptöründen işitme cihazı hoparlörüne kadar)	Analog: 25 ms Dijital: 28 ms Dolby® Digital: 45 ms
Hat girişi duyarlılığı	6 dB Vrms (analog), empedans: 10 KΩ
Ses bant genişliği	10 KHz/stereo, girişten işitme cihazlarına
Dinamik kendiliğinden ayarlama	AGC (analog girişler) (0 dB 5 saniyeye kadar giriş yaklaşması)
Durum göstergeleri	Ön yüzde güç ve durum LED'i
Renkler	Siyah
Frekans	Lisanssız 2,4 GHz (ISM bandı)
Emisyonlar	Maks. 17 dBm EIRP. İlgili tüm standartlara uygun olarak
Güç tüketimi	Boşta, ses ilemediğinde: 0,8 W Ses iletiminde: 1,5 W

