



Bernafon Alpha XT

Inspireret af de **bedste**



Genopladelige høreapparater

Alpha XT

**bernafon**®  
Your hearing · Our passion

Bernafon Alpha XT er inspireret af dyr med en enestående hørelse. Høreapparatet har Bernafons mest avancerede Hybrid Technology™ og giver en naturlig lyd i høj kvalitet.

Bernafon Alpha XT er genopladeligt, streamer lyd fra diverse lydenheder og kombinerer enestående lyd kvalitet med et elegant design.

**Inspireret af de bedste.**





## Hybrid

Bernafon Alpha XT bruger Hybrid Technology™ til at forbedre både taleforståelsen og lyttekomforten samtidigt.

---

## Genopladeligt

Alpha XT fås i to genopladelige modeller. De oplades på under 3,5 timer og holder hele dagen. Nyd dagen med ro i sindet.

---

## Komfortabelt

Bernafon Alpha XT er designet til at være attraktivt og diskret, og det sidder sikkert og behageligt bag øret.

---

## Alsidigt

Bernafon Alpha XT streamer lyd direkte fra din smartphone og andre lydenheder. Med den intuitive Bernafon App kan du nemt holde øje med og betjene dine høreapparater og holde en online-konsultation med din hørespecialist.

---

# Hybrid Technology™

– den bedste lyd  
uden at gå på kompromis

Hybrid Technology™ kombinerer som den første i branchen to tilgange til processering i ét hybridsystem. Ved at kombinere fordelene fungerer den optimalt i utallige lyttesituationer.



Forstå samtaler bedre – selv i støjfyldte omgivelser. Tale forstærkes i realtid med stor præcision. Nyd klar tale.



Forstyrrende baggrundsstøj reduceres effektivt, så det bliver mere behageligt at lytte. Feedback fjernes, før den høres.



Nyd at være udendørs – du er bedre beskyttet mod forstyrrende vindstøj.



Bliv mere opmærksom på dine omgivelser, og nyd fuglenes kvidren og bladenes raslen. Bernafon Alpha XT bevarer og gengiver lydene fra omgivelserne naturligt.



Lyt til musik i høj kvalitet og med en stor dynamik med programmet Music Experience.

# Genopladeligt til en hel dags brug – inklusive streaming

Med de genopladelige Alpha XT høreapparater kan du glemme alt om at skifte batterier. Du skal blot sætte høreapparaterne i opladeren natten over, og du kan starte dagen med ro i sindet.



Du kan også vælge den **transportable oplader Charger Plus**. Den har en powerbank med strøm til tre fulde opladninger af to høreapparater uden brug af strømforsyning. Charger Plus kan oplades på kun fire timer. Rejs nemt og bekvemt.



3 timer

100 %

60 min.

50 %

30 min.

25 %

bernafon®

# Alsidigt og ergonomisk design



Stort udvalg af tipper og støbte ørepropper sørger for en sikker og behagelig pasform.



LED-indikator angiver batteriniveau.



Trykknapp(er) til justering af lydstyrke og programsift.



Bluetooth®-tilslutning for streaming af lyd fra eksterne lydenheder.



Telespole for direkte lydssignal fra teleslyngesystemer på bl.a. offentlige steder.

**IP68**

Støv- og vandafvisende belægning forlænger holdbarheden.



Talebesked oplyser om lavt batteriniveau for nemhedens skyld.



## Vælg mellem 10 flotte farvekombinationer



sand beige

metallic anthracite



metallic silver

Bernafon Alpha XT fås med et genopladeligt litium-ion-batteri eller et ikke-genopladeligt zinkluft-batteri i følgende modeller: miniRITE T, miniRITE T R, miniBTE T og miniBTE T R.

# Stream lyd direkte til dine ører

Bernafon Alpha XT høreapparater opretter forbindelse til eksterne lydenheder\* via 2,4 GHz Bluetooth® Low Energy trådløs teknologi. Besvar telefonopkald, lyt til musik eller lydbøger – dine høreapparater fungerer som et stereoheadset af høj kvalitet og streamer lyd i mange timer.



Download den nye **Bernafon App** og juster nemt og diskret lydstyrken, skift program og hold øje med batteriniveaue. Eller brug funktionen "Find mine høreapparater" – bare for en sikkerheds skyld. Brug funktionen Remote Fitting og få forbindelse til din hørespecialist online for rådgivning og finjustering af dine høreapparater.



Før **håndfrie** telefonsamtaler og videoopkald fra iPhone\* eller iPad\*.

\* Få mere information om kompatibilitet på [bernafon.dk/hearing-aids-users/hearing-aids/connectivity](https://bernafon.dk/hearing-aids-users/hearing-aids/connectivity)

Apple, Apple-logoet, iPhone, iPad, iPod touch og Apple Watch er varemærker tilhørende Apple Inc., registreret i USA og andre lande. App Store er et servicemærke tilhørende Apple Inc. Android, Google Play og Google Play-logoet er varemærker tilhørende Google LLC. Bluetooth® ordmærket og logoer er registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc. Og al brug af disse mærker af Demant A/S sker under licens. Andre varemærker og varenavne tilhører deres respektive ejere.

Made for  
 iPhone | iPad | iPod

Works with  
 android

## Praktisk tilbehør



**SoundClip-A** er en lille all-rounder. Clips den på jakken, og opret forbindelse til din smart-phone, så du kan tale håndfrit i telefonen. Eller brug den som en partnernmikrofon til at forbedre kommunikationen over en længere afstand. Rækkevidden er op til 20 meter.

---



**TV-A** gør det muligt at streame lyden fra fjernsynet direkte til dine høreapparater. Nyd den seneste actionfilm i stereolyd. Du kan se fjernsyn sammen med venner eller familie, hvor lyden på fjernsynet er på et niveau, der passer til dem.

---



**RC-A** er en brugervenlig fjernbetjening. Brug den til nemt og diskret at skifte program og justere lydstyrken i dine høreapparater.

---



Bernafon blev grundlagt i Schweiz i 1946, og vi har lige siden arbejdet i vores grundlæggeres ånd for at udvikle løsninger, der hjælper mennesker med nedsat hørelse. Vores schweiziske værdier, førende teknologi og kvalitetsprodukter gør, at vi kan opnå vores mål:

**Sammen gør vi det muligt for mennesker at høre og kommunikere bedre.**

**Din lokale hørespecialist:**

Kontakt din hørespecialist for mere information om Bernafon Alpha XT høreapparater eller læs mere på Bernafons hjemmeside **bernafon.dk**



**Bernafon-selskaber:** Australien · Canada · Kina · Danmark · Finland · Frankrig · Tyskland · Italien · Japan · Korea · Nederlandene · New Zealand · Polen · Sydafrika · Spanien · Sverige · Schweiz · Tyrkiet · Storbritannien · USA

**SOUND**   
OF SWITZERLAND

**bernafon**   
Your hearing · Our passion