

TEKNİK VERİLER

Charger Plus miniRITE

Bu şarj cihazı, Encanta miniRITE (MNR) işitme cihazları için tasarlanmıştır. Temaslı şarj özelliğini kullanır. Bu şarj cihazı daha hızlı şarj olanağı sağlar: İşitme cihazları 2 saatte tamamen şarj olur. Dahili bir power bank'a sahiptir.

Teknik özellikler

- Temaslı şarj
- Power bank içerir
- İşitme cihazlarını 3 kez tam şarj edebilen power bank
- Taşıma sırasında işitme cihazlarını korumak için tasarlanmıştır
- Dengeli ve sabit bir duruş için lastik ayaklar
- Manyetik bağlantı – şarj için işitme cihazlarının doğru yerleştirilmesini sağlar
- Farklı hoparlör uzunluklarına ve kulaklık türlerine uyacak şekilde tasarlanmıştır



Uyumluluk hakkında bilgi için lütfen ziyaret edin: www.bernafon.com/charger-compatibility

Çalışma koşulları

Sıcaklık: +5°C ile +40°C (+41°F ile +104°F)
Nem: %5 ile %93 bağıl nem, yoğuşmasız
Atmosfer basıncı: 700 hPa ile 1060 hPa

Taşıma ve saklama koşulları

Sıcaklık ve nem, nakliye ve depolama sırasında uzun süreler için belirtilen sınırları aşmamalıdır.

Taşıma

Sıcaklık: -25°C ile +70°C (-13°F ile 158°F)
Nem: %5 ile %93 bağıl nem, yoğuşmasız
Atmosfer basıncı: 700 hPa ile 1060 hPa

Saklama

Sıcaklık: -25°C ile +70°C (-13°F ile 158°F)
Nem: %5 ile %93, bağıl nem, yoğuşmasız
Atmosfer basıncı: 700 hPa ile 1060 hPa

TEKNİK VERİLER

Ürün adı	Charger Plus MNR
Boyutlar	Y 68,6 mm / G 81,9 mm / D 47,5 mm
Ağırlık	110 g
Renk	Siyah
Güç kablosu	USB-A - USB-C Çıkarılabilir kablo, uzunluk 150 cm
Durum göstergesi	%0'dan %100'e şarj durumunu gösteren 3 LED Bir güç kaynağına bağlandığında şarj cihazındaki LED ışık: Power bank şarj durumunu gösterir. Bir güç kaynağından çıkarıldığında şarj cihazındaki LED ışık: Power bank pil seviyesini gösterir. Şarj olurken işletme cihazları üzerindeki LED ışık: Şarj modunu gösterir
İşletme cihazlarının şarj süreleri	Pilin başlangıç durumuna göre maks. 2 saat şarj Sıcaklık: +15 °C ile +35 °C (+59 °F ile +95 °F) Pilin başlangıç durumuna göre maks. 6 saat şarj Sıcaklık: +5°C ile +15°C ve +35°C ile +40°C (+41°F ile +59°F ve +95°F ile +104°F)
Power bank pili şarj süresi	Pilin başlangıç durumuna göre maks. 4 saat şarj Sıcaklık: +15 °C ile +35 °C (+59 °F ile +95 °F)
Sağlanan güç kaynağı ünitesi	Ürüne dahil AC adaptörü
Şarj cihazı giriş voltajı	5 V DC
Şarj cihazı giriş akımı	< 0,5 A
Harici ekipmana bağlanır	Ürüne dahil AC adaptörüne bağlandığında, bu ekipmanın IEC 62368-1 veya eşdeğer güvenlik standartlarına uygundur.
AC adaptörü giriş voltajı	100-240 V AC
AC adaptörü giriş frekansı	50-60 Hz
AC adaptörü çıkış voltajı	5 V DC
AC adaptörü çıkış akımı	1 A