

## TEKNISET TIEDOT

# Charger Plus miniRITE

Tämä latauslaite on suunniteltu Encanta miniRITE (MNR) -kuulokojeille. Siinä on kosketuslataus, joka lataa nopeasti. Kuulokojeet latautuvat täyteen 2 tunnissa. Laitteessa on integroitu matka-akku.

### Tekniset ominaisuudet

- Kosketuslataus
- Sisältää matka-akun
- Matka-akulla voidaan ladata kuulokojeet täyteen 3 kertaa
- Suojaa kuulokojeita kuljetuksen aikana
- Kumiset liukuesteet pohjassa
- Magneettiliitäntä – varmistaa, että kuulokojeet asettuvat oikein latausta varten
- Suunniteltu eri pituisia kuulokkeita ja eri tyyppisiä korvakappaleita varten



Lisätietoa yhteensopivuudesta löytyy osoitteesta [www.bernafon.com/charger-compatibility](http://www.bernafon.com/charger-compatibility)

#### Käyttöolosuhteet

Lämpötila: +5 °C – +40 °C (+41 °F – +104 °F)  
Kosteus: Suhteellinen kosteus 5 % – 93 %,  
tiivistymätön  
Ilmakehänpaine: 700 hPa – 1060 hPa

#### Kuljetus- ja varastointiolosuhteet

Lämpötila ja kosteus eivät saa ylittää mainittuja arvoja pitkiksi ajoiksi kuljetuksen ja varastoinnin aikana:

#### Kuljetus

Lämpötila: -25 °C – +70 °C (-13 °F – 158 °F)  
Kosteus: Suhteellinen kosteus 5 % – 93 %,  
tiivistymätön  
Ilmakehänpaine: 700 hPa – 1060 hPa

#### Varastointi

Lämpötila: -25 °C – +70 °C (-13 °F – 158 °F)  
Kosteus: Suhteellinen kosteus 5 % – 93 %,  
tiivistymätön  
Ilmakehänpaine: 700 hPa – 1060 hPa

## TEKNISET TIEDOT

Nimi	Charger Plus MNR
Mitat	K 68,6 mm / L 81,9 mm / S 47,5 mm
Paino	110 g
Väri	Musta
Virtakaapeli	USB-A – USB-C Irrotettava kaapeli, pituus 150 cm
Tilan ilmainen	3 LEDiä ilmaisee tilan 0–100 % Latauslaitteen LED-valo, kun kytketty virtalähteeseen: ilmaisee matka-akun lataustilanteen. Latauslaitteen LED-valo, kun irrotettu virtalähteestä: ilmaisee matka-akun varaustason. Kuulokojeiden LED-valo ladatessa: ilmaisee lataustilan
Kuulokojeiden latausaika	Enintään 2 tuntia riippuen akun lähtötilanteesta Lämpötila: +15 °C – +35 °C (+59 °F – +95 °F) Enintään 6 tuntia riippuen akun lähtötilanteesta Lämpötila: +5 °C – +15 °C ja +35 °C – +40 °C (+41 °F – +59 °F ja +95 °F – +104 °F)
Matka-akun latausaika	Enintään 4 tuntia riippuen akun lähtötilanteesta Lämpötila: +15 °C – +35 °C (+59 °F – +95 °F)
Mukana toimitettava virtalähde	Mukana tuleva AC-sovitin
Latauslaitteen tulojännite	5 V DC
Latauslaitteen tulovirta	< 0,5 A
Kytkeä ulkoisiin laitteisiin	Tämä laite on IEC 62368-1:n tai vastaavien turvallisuusstandardien mukainen, kun se on kytketty mukana tulevaan AC-sovittimeen.
AC-sovittimen tulojännite	100–240 V AC
AC-sovittimen tulotaajuus	50–60 Hz
AC-sovittimen lähtöjännite	5 V DC
AC-sovittimen lähtövirta	1 A