

## Aperçu de la compatibilité des chargeurs Bernafon



	Bernafon Charger Plus miniRITE	Bernafon Charger miniRITE	Charger Plus miniRITE T R	Charger Plus miniBTE T R	Charger miniRITE T R	Charger miniBTE T R
Bernafon Encanta	•	•	–	–	–	–
Bernafon Alpha XT	–	–	•	•	•	•
Bernafon Alpha	–	–	•	•	•	•
Bernafon Viron	–	–	–	–	•	–
Bernafon CROS	–	–	•	–	•	–

**Siège mondial :**  
SBO Hearing A/S  
Kongebakken 9  
DK-2765 Smørum  
Denmark

**Importé et Distribué par :**  
Audmet Canada Ltd  
1600-4950 Yonge St  
Toronto, ON M2N 6K1  
fr.bernafon.ca

